

GE Healthcare

Serial Interface Data Services Service Manual



Serial Interface Data Services
English
© 2005 General Electric Company
All Rights Reserved.

NOTE: Due to continuing product innovation, specifications in this manual are subject to change without notice.

Listed below are GE Medical Systems *Information Technologies* trademarks. All other trademarks contained herein are the property of their respective owners.

DASH, SOLAR, and UNITY NETWORK are trademarks of GE Medical Systems *Information Technologies* registered in the United States Patent and Trademark Office.

UNITY is a trademark of GE Medical Systems *Information Technologies*.

Contents

1

Introduction 1-1

Manual Information	1-2
Intended Use	1-2
Ordering Manuals	1-2
Revision History	1-2

2

Hardware Connections 2-1

Overview	2-2
----------------	-----

Connection Specifications	2-2
---------------------------------	-----

Data Retrieval	2-3
Serial Port Limitations	2-3
Data Request Packet	2-3
Request Packet Definition	2-4
Functional Specifications	2-5
Function and Subfunction Codes	2-6
Response Packet Definition	2-7

3

Parameters 3-1

Client/Server Communications Model	3-2
Defining the Client/Server System	3-2
Queries/Responses	3-2

Data Packet Architecture	3-3
Parameter Update Packet	3-3
Data Representation	3-4
Reserved Data Values	3-4
Bedside Message Structure	3-5
Bedside Float Structure	3-6
Parameter Float Structure	3-7
Parameter Update Structure	3-8
Extended Parameter Update Structure	3-8
Setup and Limits Structure	3-9
Message Structure	3-9
More Setup Structure	3-10
Miscellaneous Data Structures	3-10

ECG Parameter	3-11
Parameter Update	3-11
Extended Parameter Update	3-11
Setup and Limits	3-11
Messages	3-12
More Setup	3-13
Miscellaneous	3-13
ST Parameter	3-14
Parameter Update	3-14
Extended Parameter Update	3-14
Setup and Limits	3-14
Messages	3-14
More Setup	3-14
Miscellaneous	3-14
12-Lead ST Parameter	3-15
Parameter Update	3-15
Extended Parameter Update	3-15
Setup and Limits	3-15
Messages	3-16
More Setup	3-16
Miscellaneous	3-16
Respiration Parameter	3-17
Parameter Update	3-17
Extended Parameter Update	3-17
Setup and Limits	3-17
Messages	3-18
More Setup	3-18
Miscellaneous	3-18
Blood Pressure Parameter	3-19
Parameter Update	3-19
Extended Parameter Update	3-19
Setup and Limits	3-20
Messages	3-20
More Setup	3-21
Miscellaneous	3-21
SpO₂ Parameter	3-22
Parameter Update	3-22
Extended Parameter Update	3-22
Setup and Limits	3-22
Messages	3-23
More Setup	3-23
Miscellaneous	3-23
Temperature Parameter	3-24
Parameter Update	3-24
Extended Parameter Update	3-24

Setup and Limits	3-24
Messages	3-25
More Setup	3-25
Miscellaneous	3-25
Cardiac Output Parameter	3-26
Parameter Update	3-26
Extended Parameter Update	3-26
Setup and Limits	3-26
Messages	3-27
More Setup	3-27
Miscellaneous	3-27
Non-invasive Blood Pressure Parameter	3-28
Parameter Update	3-28
Extended Parameter Update	3-28
Setup and Limits	3-28
Messages	3-29
More Setup	3-29
Miscellaneous	3-29
CO₂ Parameter	3-30
Parameter Update	3-30
Extended Parameter Update	3-31
Setup and Limits	3-31
Messages	3-32
More Setup	3-33
Miscellaneous	3-33
SvO₂ Parameter	3-34
Parameter Update	3-34
Extended Parameter Update	3-34
Setup and Limits	3-34
Messages	3-35
More Setup	3-35
Miscellaneous	3-35
Ventilator Parameters	3-36
VENT_PAR Parameter	3-36
VENT_PAR1 Parameter	3-38
VENT_PAR2 Parameter	3-39
VENT_PAR3 Parameter	3-40
VENT_PAR4 Parameter	3-41
VENT_PAR5 Parameter	3-42
Gas Parameters	3-43
Parameter Update	3-44
Extended Parameter Update	3-45
Setup and Limits	3-45
Messages	3-46
More Setup	3-47

Miscellaneous	3-47
Arterial Blood Gas Parameter	3-48
Transcutaneous CO₂ / O₂ (Interfaced) Parameter	3-51
Parameter Update	3-51
Extended Parameter Update	3-51
Setup and Limits	3-51
Messages	3-52
More Setup	3-52
Miscellaneous	3-52
Continuous Cardiac Output (Interfaced) Parameter	3-53
Parameter Update	3-53
Extended Parameter Update	3-53
Setup and Limits	3-53
Messages	3-54
More Setup	3-54
Miscellaneous	3-54
IV Pump (Interfaced) Parameter	3-55
Parameter Update	3-55
Extended Parameter Update	3-55
Setup and Limits	3-55
Messages	3-55
More Setup	3-56
Miscellaneous	3-56
Urometer (Interfaced) Parameter	3-57
Parameter Update	3-57
Setup and Limits	3-57
Messages	3-57
More Setup	3-57
Miscellaneous	3-57
Pulse Oximeter (Interfaced) Parameter	3-58
Parameter Update	3-58
Extended Parameter Update	3-58
Setup and Limits	3-58
Messages	3-59
More Setup	3-59
Miscellaneous	3-59
ECG (Interfaced) Parameter	3-60
Parameter Update	3-60
Extended Parameter Update	3-60
Setup and Limits	3-60
Messages	3-60
More Setup	3-60
Miscellaneous	3-60
Blood Pressure (Interfaced) Parameter	3-61

Parameter Update	3-61
Extended Parameter Update	3-61
Setup and Limits	3-61
Messages	3-62
More Setup	3-62
Miscellaneous	3-62
Temperature (Interfaced) Parameter	3-63
Parameter Update	3-63
Extended Parameter Update	3-63
Setup and Limits	3-63
Messages	3-63
More Setup	3-63
Miscellaneous	3-63
NBP (Interfaced) Parameter	3-64
Parameter Update	3-64
Extended Parameter Update	3-64
Setup and Limits	3-64
Messages	3-64
More Setup	3-64
Miscellaneous	3-64
Respiration (Interfaced) Parameter	3-65
Parameter Update	3-65
Extended Parameter Update	3-65
Setup and Limits	3-65
Messages	3-65
More Setup	3-65
Miscellaneous	3-65
Blood Temperature/Cardiac Output (Interfaced) Parameter	3-66
Parameter Update	3-66
Extended Parameter Update	3-66
Setup and Limits	3-66
Messages	3-66
More Setup	3-66
Miscellaneous	3-66
Respiratory Mechanics Parameters	3-67
RM_PAR Parameter	3-67
RM_PAR1 Parameter	3-69
SvO₂ (Interfaced) Parameter	3-70
Parameter Update	3-70
Extended Parameter Update	3-70
Setup and Limits	3-70
Messages	3-70
More Setup	3-70
Miscellaneous	3-70

ICG Parameter	3-71
icg_par Parameter	3-71
icg1_par Parameter	3-73
icg2_par Parameter	3-74
BIS Module Parameter	3-75
Parameter Update	3-75
Extended Parameter Update	3-75
Setup and Limits	3-75
Messages	3-76
More Setup	3-76
Miscellaneous	3-76
EEG Parameter	3-77
eeg_par Parameter	3-77
eeg1_par Parameter	3-79
eeg2_par Parameter	3-80
eeg3_par Parameter	3-81
eeg4_par Parameter	3-82
eeg5_par Parameter	3-83

1 Introduction

Manual Information

Intended Use

This manual provides the serial interface data services information that an institution's information technology personnel can use to acquire parameter data from GE Medical Systems *Information Technologies* bedside monitors, including:

- Dash 2000/3000/4000/5000 Patient Monitor
- Solar 8000M Patient Monitor
- Solar 8000i Patient Monitor
- Solar 9500 Information Monitor
- Unity Network Interface Device

NOTE

Not all monitors support all of the parameters described in this manual. Refer to the monitor's operator's manual for more information on supported parameters.

Ordering Manuals

A paper copy of any manual will be provided upon request. Contact your local GE Medical Systems *Information Technologies* representative and request the part number on the first page of the manual.

Revision History

Each page of this document has the document part number and revision letter at the bottom of the page. The revision letter changes whenever the document is updated.

Revision	Comments
A	Initial release.

2 Hardware Connections

Overview

This chapter describes what is needed to physically connect a workstation or personal computer to any GE Medical Systems *Information Technologies* bedside monitor and how to retrieve data via the serial port.

Connection Specifications

There are three different types of serial port connectors. These communication ports all use 9600 baud rate, 8 data bits, one stop bit, and no parity.

		Solar 8000M/i	Solar 9500	Unity ID	Dash 2000/3000/4000/5000 Dash Port Docking Station
Standard		EIA RS-232			
Connector	Name	RS-232 1	10101 2 10101 1	RS 232	AUX, AUX 1, AUX 2
	Type	DB-9M			RJ-45
Required Pins	Transmit Pin	2	3	2	6
	Receive Pin	3	2	3	3
	RETURN	5			4
Isolation Provided		None provided. Electrical isolation is the responsibility of the 3rd party interfacing to the monitor.		Basic Insulation @ 250V	
Interconnect Cabling		Standard NULL Modem RS-232 cable with shield. 100 foot maximum length.			PC Interface DIDCA (PN 420915-013) with standard category 5 cable. 50 foot maximum length
Notes		Serial Data Services is only available on the RS-232 1 port. Refer to the Solar 8000M/i Service Manual for more information.	Serial Data Services can be configured for RS-232 port 1 or 2 but not both simultaneously. Refer to the "Processing Unit/ Polled Parameter Interconnection" section of the Solar 9500 Service Manual for more information.	Refer to the Unity Network ID Service Manual for more information.	Refer to the Dash Service Manual for detailed Auxiliary Communication Connector information. Refer to the Dash Port Docking Station or Dash Port 2 Docking Station service manual for additional information.


Data Retrieval

Serial Port Limitations

Data available from the serial port is limited to data from the monitor. Data from other monitors cannot be accessed even if the monitor is connected to a GE Medical Systems *Information Technologies* Unity Network. In addition, no waveform data is available through the serial port. The serial port does not have the necessary bandwidth to transmit the waveform data.

Data Request Packet

To acquire data from the serial port, a request packet must be sent to the monitor. The request packet is based upon the SBEDSIDE_MSG_DEF structure, which is defined in Chapter 3, “**Parameters**”. The following example shows a sample request packet:



Request Packet Definition

dst_addr	The first byte of the destination address is always set to 64 when using the serial port connection.
src_addr	The source address is not necessary. Set it to 0.
fun_code	The function code specifies what action the server is to perform. To simply read data from the server a function code of 202 would be used.
sub_code	The subfunction code further defines the request being sent to the server. In the above example the subfunction code 35 is sent to request polled parameters.
version	Determines the message structure to be used. For serial port communications this value is always set to 1.
seq_num	Not used, set to 0.
req_res	Not used, set to 0.
proc_id	Not used, set to 0.
oln	Not used, set to 0.
return_status	Not used, set to 0.
data_count	When a request is sent to the server the data count is set to 0.
CRC	Used to verify each received packet, to ensure data integrity.

Functional Specifications

Item	Description
Data format	Asynchronous serial
Transmission modes	Full duplex, half duplex
Transmission speed	9600 bits per second for Data Services connection
Packet structure	Data bits 8; Parity None; Stop bits 1; Speed 9600 bps
Error detection	CRC16
Polling frequency	Not more than once every 2 seconds
OSI model layers:	
Application	Parameter data structure
Presentation	BEDMSG structure
Transport	n/a
Network	n/a
Data link	RS-232 UART
Physical	Serial interface or standard category 5 cable

Function and Subfunction Codes

Function Codes

time broadcasts from time master

201	FC_WRITE	write request
202	FC_READ	read request
203	FC_ABORT	abort requests

Subfunction Codes

time broadcast update or write request

2	SC_ADMIT
3	SC_DISCHARGE
5	SC_PATIENT_ID
6	SC_PATIENT_NAME
10	SC_SOFTWARE_REVISION
35	SC_POLLED_PARAMETER_REQUEST

Response Packet Definition

The monitor responds to request packets quickly, returning a response packet. A response packet can contain the data that was requested or an acknowledgment of the request.

**Sample Response Packet for
Serial Interface Communication**

destination dst_addr	0	64	0	0	0	
	4	0	0	0	0	source src_addr
function fun_code	8	0	0	0	0	subfunction sub_code
version	12	0	201	0	20	sequence seq_num
req response req_res	16	0	1	0	0	process id proc_id
	20	0	0	0	0	
	24	0	0	0	0	
	28	0	0	0	0	
	32	0	0	0	0	origin locate oin
	36	0	0	0	0	
return_status	40	0	0	0	0	
	44	0	0	0	0	data count data_count
data field data	48	0	0	0	0	

NOTE

The first byte of the response packet coming from a Solar 9500 with version 4 software is 0x00, not 0x40.

The following elements are in a response packet:

- The first 60 bytes of the response packet follow the SBEDSIDE_MSG_DEF structure.
- The function code would be 201 which identifies a write command, instructing the requesting computer/workstation that the monitor is writing data to it.
- The subfunction code would be 20, specifying that a data stream containing parameter data is being sent.
- The version number is set to 1 to verify that the correct data structures are being used by the receiving computer/workstation. The other fields in the packet are not relevant and may be ignored until the data count field is received.
- The data count field specifies the quantity of data that follows in the data structures. Note that the value in data count refers only to the number of bytes in the data portion of the packet. It does not include the first 60 bytes of the packet, nor does it include the two-byte CRC that is added to the end of the packet.
- Following the data count field is the actual data array (data structures). The data array contains the requested patient data and alarms status information.
- The two-byte CRC value follows the data array.

3 Parameters

Client/Server Communications Model

This chapter describes the basic organization of data structures in the transmitted data packets.

Defining the Client/Server System

Each monitor acts as the server entity in a client/server environment. Your personal computer/workstation functions as the client, running the software application you program. In the following description the monitor is referred to as the server and your personal computer/workstation as the client.

Queries/Responses


Each time data requested by the client application, the application must issue an appropriate query to the server. This query is sent in the form of a request packet. In turn the server responds with data or at least an acknowledgment in the form of a response packet. Both the query and response are transmitted in the form of data packets. This section describes how these packets are constructed. Your client application must be written to construct similar query packets and parse received packets to recover the patient data.

Data Packet Architecture

This section provides a general description of the data communication packets used to construct and parse the serial interface data structures. Several structures are used to define the data communication and parameter packet architecture. Both the request and response packets are similarly constructed. In general, the response data packets will contain more data.

The packet architecture contains three types of nested parameter data structures. The Bedside Message Structure identifies the source and destination for the Bedside Float Structure, a function to be performed, and other specifications relating to the function and to the data that may be contained in the packet. The Bedside Float Structure holds the Parameter Float Structure with the Parameter Update packet data inside.

Parameter Update Packet



Each parameter (SPAR_FLOAT structure) contains data for a single parameter. The SPAR_FLOAT data structure is comprised of 5 data structures defined below. Use these data structure to access specific parameter and sub-parameter data. The illustration shows the next layer of nested structures that reside within the Bedside Message Structure. All these nested structures and subsequent structures within them are collectively referred to as the parameter update packet.

The Bedside Float Structure provides device level information, such as alarm state, alarm level, patient admission, and graph status. It also specifies the number of parameters that are included in the subsequent parameter data array

A Parameter Float Structure is present for each parameter in the Bedside Float Structure. A typical Bedside Float Structure will have many Parameter Float Structures contained within it. The Parameter Float Structure specifies the data structure for each parameter.

Each parameter float structure contains five substructures. Each substructure defines how to interpret the data for each parameter. Each parameter has different combinations of flags and data values. Definitions for the structures described above are provided later in this chapter.

For asynchronous communications, all response packets are followed by a 2-byte checksum. All received data should be checked by generating a CRC value and comparing it to the transmitted value.

Data Representation

The following data types are used throughout this document.

Description	Data Values
UTINY	unsigned 8-bit byte
CHAR	signed 8-bit byte
COUNT, SHORT	signed 16-bit word
UCOUNT	unsigned 16-bit word

Reserved Data Values

The following data values are used to represent unique parameter data conditions and should not be displayed or trended as actual physiologic data values.

```
#define INVALID      -32768      /* Invalid Data */
#define MISSING      -32767      /* Missing Data */
#define PAR_DRAW     -32766      /* Parameter Draw */
#define PAR_FLUSH    -32765      /* Parameter Flush */
#define PAR_ZERO     -32764      /* Parameter Zero */
#define PAR_CAL      -32763      /* Parameter Calibration */
#define NO_BP_PULSE  -32762      /* NBP no pulse */
#define SENSOR_FAIL  -32761      /* Parameter sensor fail */
#define INVALID_BYTE -128        /* Invalid Data (1 byte value) */
#define MISSING_BYTE -127        /* Missing Data (1 byte value) */
```

Bedside Message Structure

Bedside Message is parsed according to the SBEDSIDE_MSG_DEF structure to determine the destination, source, function to be performed, and the amount of data (assuming a response packet). This data is contained in a Bedside Float Structure.

```
typedef struct sbedside_msg_def
{
#define ASYNC_PDMS_FC          0x40          /* dst_addr[0] = ASYNC_PDMS_FC */
    UTINY dst_addr[6];          /* destination address */
    UTINY src_addr[6];          /* source address */
    COUNT fun_code;             /* function code */
#define FC_WRITE                201          /* write requests pat name etc */
#define FC_READ                 202          /* read software revisions etc */

    COUNT sub_code;             /* subfunction code */
    COUNT version;              /* version of bed_msg */
#define BEDMSG_CS_VER_5        0
#define BEDMSG_CS_VER_6        6

    COUNT seq_num;              /* response sequence number */
    COUNT req_res;              /* request response flag */
    COUNT proc_id;              /* requestors process id */
    UTINY oln[32];              /* origin location name */
    COUNT return_status;        /* return status */
    COUNT data_count;           /* following message data count */
    COUNT data[1];              /* parameter data(beginning SBEDSIDE_FLOAT) */
} SBS_MSG_DEF, *pSBS_MSG_DEF;
```

Bedside Float Structure

The Bedside Float Structure is parsed according to the SBEDSIDE_FLOAT structure to obtain additional device status data and to determine how many parameters are included in the subsequent data array.

```
typedef struct sbedside_float          /* length without par_float = 6 bytes */
{
    UTINY alarm_state;                /* active, silence, pause, off */
    #define ALARM_ACTIVE                0 /* alarms processed if patient admitted */
    #define ALARM_SILENCE                1 /* 1 minute graph, audio alarm hold */
    #define ALARM_PAUSE                2 /* 5 minute graph, audio alarm hold */
    #define ALARM_OFF                3 /* no alarms processed */
    #define ALARM_VOLUME_OFF            4 /* Make a sound every 3 minutes */
    #define ALARM_PAUSE_DISP_OFF        5 /* alarms paused, display off */

    UTINY alarm_level;                /* highest parameter alarm level */
    #define ALARM_LEVEL_STATUS_ONLY      0 /* no processing */
    #define ALARM_LEVEL_SYSTEM_MESSAGE  1 /* normal display, no audio */
    #define ALARM_LEVEL_SYSTEM_ADVISORY 2 /* fog_horn 1 tone audio alarm */
    #define ALARM_LEVEL_SYSTEM_WARNING  3 /* fog-horn continuous audio alarm */
    #define ALARM_LEVEL_MESSAGE          4 /* no audio */
    #define ALARM_LEVEL_ADVISORY         5 /* 1 beep non-latch audio alarm */
    #define ALARM_LEVEL_WARNING          6 /* 2 beep non-latch audio alarm */
    #define ALARM_LEVEL_CRISES           7 /* 3 beep latching audio alarm */

    UTINY audio_alarm_level;          /* alarms.h, current audio */

    UTINY patient_admission;          /* admitted or discharged */
    #define DISCHARGED                0
    #define ADMITTED                  1

    UTINY number_of_parameters;        /* length of par_float array */
    UTINY graph_status_msg;            /* not available for serial interface */
    SPAR_FLOAT par_float_list[1];      /* array of individual par float structures */
} SBEDSIDE_FLOAT, *pSBEDSIDE_FLOAT;
```

The amount of SPAR_FLOAT parameter data structures that must be parsed is determined from the *number_of_parameters* value in the SBEDSIDE_FLOAT structure.

NOTE

The maximum *number_of_parameters* is limited to 16.

Parameter Float Structure

Each parameter (SPAR_FLOAT structure) contains data for a single parameter. The SPAR_FLOAT data structure is comprised of 5 data structures defined below. Use these data structure to access specific parameter and sub-parameter data.

- Parameter update (PAR_UPD) structure,
- Extended parameter update (EXTENDED_PAR_UPD) structure,
- Setup and limits (LIMIT_VALUES) structure,
- More setup (MORE_SETUP) structure, and
- Messages (PAR_MSG) structure.

Each data structure contains two unsigned 8-bit values named PAR_FUNC_CODE and PARCODE.

- PAR_FUNC_CODE identifies the type of structure:
 - ◆ PAR_UPDATE_FC1
 - ◆ EXTENDED_PAR_UPDATE_FC12
 - ◆ PAR_SETUP_LIM_FC3
 - ◆ PAR_MORE_SETUP_FC2
 - ◆ PAR_MSG_FC21
- PARCODE identifies the parameter contained in the structure.
- The PAR_TYPE codes are defined.

```
typedef struct spar_float /* length 10+14+20+10+10+4=68 bytes*/
{
    struct PAR_UPD par_upd; /* updated parameter values */
    struct EXTENDED_PAR_UPD ext_par_upd; /* extended parameter update struct */
    struct SETUP_N_LIM setup_n_lim; /* parameter setup & limits values */
    struct PAR_MSSG_S par_mssg_s; /* display msg's, arr, resp, etc. */
    struct MORE_SETUP more_setup; /* additional setup, parameter specific */
    UTINY par_type; /* par type in tram bedside */
    UTINY parcode; /* back compatible */
    UTINY pos; /* unique parameter position number */
    SPAR_FLOAT, *pSPAR_FLOAT; /* bedside float data structure BS_FLOAT_FC */
}
```

Parameter Update Structure

This structure is intended to provide the current parameter values and some basic status information.

```
struct PAR_UPD
{
    UTINY    par_func_code;
    UTINY    parcode;
    UCOUNT   par_status;
    COUNT    par_val[3];
};
```

The PAR_STATUS field is typically a bit field (16 bits) which provides flags indicating limit violations, alarm status, and status of the data acquiring device. Definitions for these flags are provided.

The PAR_VALUE array holds the current parameter values. The number of PAR_VAL entries used depends upon the parameter. The PAR_FUNC_CODE for parameter update is 1.

Extended Parameter Update Structure

This structure is for those parameters which require additional locations for information.

```
struct EXTENDED_PAR_UPD
{
    UTINY    par_func_code;
    UTINY    parcode;
    COUNT    par_val[6];
};
```

The PAR_VALUE array adds 12 bytes for information used by the parameter. The number of PAR_VAL entries used depends upon the parameter. It defines the parameters that require this structure and how the data is organized within the structure for each parameter. The PAR_FUNC_CODE for extended parameter update is 12.

Setup and Limits Structure

This structure communicates setup information and limit values.

```
struct LIMIT_VALUES
{
    COUNT    lo_limit;
    COUNT    hi_limit;
};

struct SETUP_N_LIM
{
    UTINY                                par_func_code;
    UTINY                                parcode;
    UCOUNT                                flag[2];
    struct LIMIT_VALUES                  limit_values[3];
    COUNT                                extra_limit;
};
```

The flag array is used differently by each parameter to convey various setup data. The LIMIT_VALUES array typically provides limit values for corresponding parameter values. The number of LIMIT_VALUES entries used depends upon the parameter. The EXTRA_LIMIT field provides space for one extra limit value. The PAR_FUNC_CODE for parameter update is 3.

Message Structure

This structure communicates information specifying a specific message that should be displayed with reference to the given parameter. The messages are defined and identified with a message index/code. This message index/code is sent in the PAR_MSG array.

```
struct PAR_MSG
{
    UTINY    attribute;
    UTINY    msg_index;
};

struct PAR_MMSG_S
{
    UTINY                                par_func_code;
    UTINY                                parcode;
    struct PAR_MSG                       messages[3];
    UCOUNT                                value;
};
```

The typical implementation is to use the first element of the message array to specify attributes and the remaining two elements contain message indices or codes. The PAR_FUNC_CODE for message is 21.

More Setup Structure

This structure is for those parameters which require additional setup information beyond what is included in the Setup and Limits structure. The VAL array provides 8 additional bytes of data. This data is used differently by each parameter. The PAR_FUNC_CODE for more setup is 2.

```
struct MORE_SETUP
{
    UTINY    par_func_code;
    UTINY    parcode;
    COUNT    val[4];
};
```

Miscellaneous Data Structures

This data structure contains time related parameter information.

```
struct RTCCPY
{
    UTINY    secpy_rt;
    UTINY    micpy_rt;
    UTINY    hrcpy_rt;
    UTINY    dwcpy_rt;
    UTINY    dacpy_rt;
    UTINY    mocpy_rt;
    UCOUNT    yrcpy_rt;
}
```

ECG Parameter

Parameter Update

```
par_func_code (char)  PAR_UPDATE_FC (1)
parcode (char)        hr_par (58)
par_status (16 bits)  (bit set = 1 indicates status)
    0                  lead_1_fail
    1                  lead_2_fail
    2                  lead_3_fail
    3                  lead_v_fail
    4                  rl_fail
    5-6                reserved
    7                  task_audio_alarm_enabled
    8                  low_limit_3
    9                  high_limit_3
    A                  low_limit_2
    B                  high_limit_2
    C                  low_limit
    D                  high_limit
    E-F                reserved
par_val (short [3])
    par_val[0]         heart_rate          (1 beat per minute)
    par_val[1]         pvc_count           (1 pvc per minute)
    par_val[2]         reserved
```

Extended Parameter Update

```
par_func_code (char)  EXTENDED_PAR_UPDATE_FC (12)
parcode (char)        hr_par (58)
par_val (char [12])
    par_val[0]         lead_I_st_value     (0.1 mm)
    par_val[1]         lead_II_st_value    (0.1 mm)
    par_val[2]         lead_III_st_value   (0.1 mm)
    par_val[3]         lead_v_v1_st_value
    par_val[4]         lead_v2_st_value
    par_val[5]         lead_v3_st_value
    par_val[6]         lead_v4_st_value
    par_val[7]         lead_v5_st_value
    par_val[8]         lead_v6_st_value
    par_val[9]         lead_av1_st_value   (0.1 mm)
    par_val[10]        lead_av1_st_value   (0.1 mm)
    par_val[11]        lead_avf_st_value   (0.1 mm)
```

Setup and Limits

```
par_func_code (char)  PAR_SETUP_LIM_FC (3)
parcode (char)        hr_par (58)
flag (short [2])
    flag[0] (16 bits)
        0-9      reserved
        A-B      pace mode
        C-D      gain select
        E        reserved
        F        st view on/off
    flag[1] (16 bits)
        0-3      first trace lead selected
        4-F      reserved
limit_values (struct LIMIT_VALUES [3])
    limit_values[0].lo_limit  (heart rate)
    limit_values[0].hi_limit  (heart rate)
    limit_values[1].lo_limit  (ecg pvc)
    limit_values[1].hi_limit  (ecg pvc)
    limit_values[2]           reserved
extra_limit (short)           reserved
```

Messages

```

par_func_code (char)PAR_MSG_FC (21)
parcode (char) hr_par (58)
    messages (struct PAR_MSG [3])
        messages[0].msg_index
        messages[1].msg_index
            CODENONE      0      /* no message */
            CODENORM      1      /* Normal rhythm */
            CODELCFAV     2      /* Low count (<20) of favorite beat this min */
            CODEEPNC      3      /* Pace non-capture */
            CODEEPNS      4      /* Pace non-sense */
            CODEAFIB      5      /* Atrial fib -> irregular */
            CODEAFLT      6      /* Atrial flutter */
            CODEBRAD      7      /* Sinus brady */
            CODETACH      8      /* Sinus tach */
            CODEPSVC      9      /* Isolated PSVC */
            CODEPSVP     10      /* PSVC pair */
            CODESVB      11      /* SV brady */
            CODESVT      12      /* SV tach */
            CODESTDV     13      /* ST deviation */
            CODEPVC      14      /* Isolated PVC */
            CODETGMY     15      /* Trigeminy */
            CODEPAUS     16      /* Missing beat */
            CODEACCV     17      /* Accel. ventricular */
            CODEBGMY     18      /* Bigeminy */
            CODECPLT     19      /* Couplet */
            CODEVBRD     20      /* V brady */
            CODERONT     21      /* R on T */
            CODEVT35     22      /* Short run of V tach */
            CODEVTAC     23      /* V tach */
            CODEVFIB     24      /* V fib */
            CODEASYS     25      /* Asystole */
            CODEAFIB_EKPROV10 28 /* Atrial Fibrillation - using AFIB algorithm in
                                   EkPro v10.1 */

    /* Following are Telemetry Specific */
        CODENOTELEM     26      /* TTX no telem */
        CODENOTELEM_MSG_ONLY 27 /* TTX no telem -message only for first 30 seconds */
        CODELEARNING    29      /* Learning */
        CODEARTIFACT1   31      /* Level 1 Artifact noise */
        CODEARTIFACT2   32      /* same as CODESHUT? LEVEL 2 Artifact 20/30 seconds
                                   noise */

    /* End Telemetry Specific */

        CODESHUT        32      /* Shut down - all channel noise */
        CODEON           33      /* Arrhythmia is On */
        CODEOFF          34      /* Arrhythmia is Off */
        messages[2].msg_index reserved
value (short)          minutes_of_alarms_suspend

```

More Setup

```
par_func_code (char)  PAR_MORE_SETUP_FC (2)
parcode (char)        hr_par (58)
value (short[4])
    value[0] (16 bits)
        0-1    7/single/12 lead processing
        2      PVC limit checking enabled
        3      reserved
        4      template view mode on
        5-7    V-lead selected for ST
        8      MCL bit
        9      clear V2-V6 available
        A      TTX alarm pause enable
        B      TTX alarm pause compatibility
        C-D    arrhythmia mode
        E-F    reserved
    value[1] (16 bits)
        0      12SL auto mode on/off
        1-B    12SL auto mode interval
        C-F    12SL auto mode count
    value[2-3] reserved
```

Miscellaneous

```
par_type (char)        ECG_PAR (1)
parcode (char)        hr_par (58)
pos (char)            reserved
acq_port (8 bits)     reserved
```

ST Parameter

The Solar 9500 uses the st_par to communicate ST values.

Parameter Update

```
par_func_code (char)  PAR_UPDATE_FC (1)
parcode (char)        st_par (83)
par_status (16 bits)
    0-6                reserved
    7                  task_audio_alarm_enabled
    8                  anterior_low_limit
    9                  anterior_high_limit
    A                  lateral_low_limit
    B                  lateral_high_limit
    C                  inferior_low_limit
    D                  inferior_high_limit
    E-F               reserved
par_val (short [3])
    par_val[0]          inferior_st_value      (0.1 mm) (II,III,AVF)
    par_val[1]          lateral_st_value       (0.1 mm) (I,AVL,V5,V6)
    par_val[2]          anterior_st_value      (0.1 mm) (V1,V2,V3,V4)
```

Extended Parameter Update

Reserved

Setup and Limits

```
par_func_code (char)  PAR_SETUP_LIM_FC (3)
parcode (char)        st_par (83)
flag (short[2])
    flag[0] (16 bits)
        0    st_limit_checking_enabled
        1-F  reserved
    flag[1] (16 bits)
        0-F  reserved
limit_values (struct LIMIT_VALUES [3])
    limit_values[0].lo_limit  (inferior lead)
    limit_values[0].hi_limit  (inferior lead)
    limit_values[1].lo_limit  (lateral lead)
    limit_values[1].hi_limit  (lateral lead)
    limit_values[2].lo_limit  (anterior lead)
    limit_values[2].hi_limit  (anterior lead)
extra_limit (short)         reserved
```

Messages

Reserved

More Setup

Reserved

Miscellaneous

```
par_type (char)  ST_PAR (13)
parcode (char)   st_par (83)
pos (char)       reserved
acq_port (8 bits) reserved
```


12-Lead ST Parameter

The Dash, Solar 8000M/i and Unity ID use the alternate st1_par through st4_par instead of st_par to convey the values and limits for each of the leads.

Parameter Update

```
par_func_code (char)  PAR_UPDATE_FC (1)
parcode (char)        st1_par (86)
                      st2_par (87)
                      st3_par (88)
                      st4_par (89)

par_status (16 bits)
  0-7                reserved
  8                  par_val[2] low alarm
  9                  par_val[2] high alarm
  A                  par_val[1] low alarm
  B                  par_val[1] high alarm
  C                  par_val[0] low alarm
  D                  par_val[0] high alarm
  E-F                reserved
par_val (short[3])
if (st1_par)
  par_val[0]         lead I           (0.1 mm)
  par_val[1]         lead II          (0.1 mm)
  par_val[2]         lead III         (0.1 mm)
if (st2_par)
  par_val[0]         lead V or V1     (0.1 mm)
  par_val[1]         lead V2          (0.1 mm)
  par_val[2]         lead V3          (0.1 mm)
if (st3_par)
  par_val[0]         lead V4          (0.1 mm)
  par_val[1]         lead V5          (0.1 mm)
  par_val[2]         lead V6          (0.1 mm)
if (st4_par)
  par_val[0]         lead AVR          (0.1 mm)
  par_val[1]         lead AVL          (0.1 mm)
  par_val[2]         lead AVF         (0.1 mm)
```

Extended Parameter Update

Reserved

Setup and Limits

```
par_func_code (char)  PAR_SETUP_LIM_FC (3)
parcode (char)        st1_par through st4_par (86 - 89)
flag (short[2])       reserved
limit_values (struct LIMIT_VALUES[3])
  limit_values[0]     low and high limits for par_val[0]
  limit_values[1]     low and high limits for par_val[1]
  limit_values[2]     low and high limits for par_val[2]
extra_limit (short)   reserved
```

Messages

Reserved

More Setup

Reserved

Miscellaneous

par_type (char)	ST_PAR (13)
parcode (char)	st1_par through st4_par (86 - 89)
pos (char)	reserved
acq_port (8 bits)	reserved

Respiration Parameter

The *rr_par* holds the impedance-based respiration values.

Parameter Update

```
par_func_code (char)  PAR_UPDATE_FC (1)
parcode (char)        rr_par (34)
par_status (16 bits)
    0-1                resp_lead_fail
    2-6                reserved
    7                  task_audio_alarm_enabled
    8-A                reserved
    B                  apnea_alarm_high_limit
    C                  resp_rate_low_limit
    D                  resp_rate_high_limit
    E-F                reserved
par_val (short [3])
    par_val[0]          resp_rate (1 breath per minute)
    par_val[1]          reserved
    par_val[2]          reserved
```

Extended Parameter Update

Reserved

Setup and Limits

```
par_func_code (char)  PAR_SETUP_LIM_FC (3)
parcode (char)        rr_par (34)
flag (short[2])
    flag[0] (16 bits)
        0-4          detect_threshold_value
        5            auto_detect_on
        6-7          resp_lead_l_select
        8            cardiovascular_artifact_filter_on
        9            cardifact_alarm_on
        A            marker_on
        B            relearn
        C-E          reserved
        F            resp_on
    flag[1] (16 bits)
        0-4          manual_size
        5-F          reserved

limit_values (struct LIMIT_VALUES [3])
    limit_values[0].lo_limit (resp)
    limit_values[0].hi_limit (resp)
    limit_values[1].lo_limit reserved
    limit_values[1].hi_limit (no breath)
    limit_values[2]          reserved
extra_limit (short)          reserved
```

Messages

```
par_func_code (char) PAR_MSG_FC (21)
parcode (char) rr_par (34)
messages (struct PAR_MSG [3])
    messages[0].attribute reserved
    messages[0].msg_index
    RESP_MSG_NONE          0      /* no message */
    RESP_MSG_CARDIFACT     1      /* cardifact */
    RESP_MSG_LEARNING      2      /* learning */
    RESP_MSG_APNEA         3      /* apnea */
    RESP_MSG_LEAD_I_FAIL   4      /* leadI fail message */
    RESP_MSG_LEAD_II_FAIL  5      /* leadII fail message*/
    RESP_MSG_LEADS_FAIL    6      /* leads fail message */
    DISPLAY_RESP_OFF_MSG   7
    messages[1]            reserved
    messages[2]            reserved
value (short)            reserved
```

More Setup

```
reserved
```

Miscellaneous

```
par_type (char) RSP_PAR (8)
parcode (char) rr_par (34)
pos (char) reserved
acq_port (8 bits) reserved
```

Blood Pressure Parameter

The structures with parcodes *BP1_PAR* through *BP8_PAR* contain the values for invasive blood pressures. The particular parcode corresponds to the TRAM module or discrete BP module position in the TRAM RAC. The patient site may be determined by reading the *par_type* value in the *spar_float* structure.

Parameter Update

```
par_func_code (char)  PAR_UPDATE_FC (1)
parcode (char)        BP1_PAR (77)
                      BP2_PAR (78)
                      BP3_PAR (79)
                      BP4_PAR (80)
                      BP5_PAR (177)
                      BP6_PAR (178)
                      BP7_PAR (179)
                      BP8_PAR (180)

par_status (16 bits)
0      display_bp_sensor_fail_message
1      an_event_suspected
2      an_event_occurred
3      no_graph_update_due_to_squelch
4      bp_transducer_zeroed
5      display_zero_failed_message
6      display_pressure_sensed_message
7      task_audio_alarm_enabled
8      diastolic_pressure_low_limit
9      diastolic_pressure_high_limit
A      systolic_pressure_low_limit
B      systolic_pressure_high_limit
C      mean_pressure_low_limit
D      mean_pressure_high_limit
E-F    reserved

par_val (short [3])
if par_type is ART_PAR, FEM_PAR, or PA_PAR
    par_val[0]    mean_bp_value        (1 mmHg)
    par_val[1]    systolic_bp_value    (1 mmHg)
    par_val[2]    diastolic_bp_value    (1 mmHg)
else if par_type is ICP_PAR
    par_val[0]    mean_bp_value        (1 mmHg)
    par_val[1]    CPP_value            (1 mmHg)
    par_val[2]    reserved
else
    par_val[0]    mean_bp_value        (1 mmHg)
    par_val[1-2]  reserved
```

Extended Parameter Update

```
par_func_code (char)  EXTENDED_PAR_UPDATE_FC (12)
parcode (char)        BP1_PAR (77)
                      BP2_PAR (78)
                      BP3_PAR (79)
                      BP4_PAR (80)
                      BP5_PAR (177)
                      BP6_PAR (178)
                      BP7_PAR (179)
                      BP8_PAR (180)

par_val
if par_type is PA_PAR
    par_val[0] (short)    wedge_value    (1 mmHg)
    par_val[1-4] (8 bytes) time_stamp    (struct RTCCPY)
    par_val[5] (16 bits)  wedge_status
                        0-1    status
                        2-F    reserved
else if par_type is ART_PAR or FEM_PAR or UAC_PAR
    par_val[0] (short)    ppr_value      (1 beat per minute)
    par_val[1-5] (short)  reserved
```

Setup and Limits

```

par_func_code (char)  PAR_SETUP_LIM_FC (3)
parcode (char)        BP1_PAR (77)
                      BP2_PAR (78)
                      BP3_PAR (79)
                      BP4_PAR (80)
                      BP5_PAR (177)
                      BP6_PAR (178)
                      BP7_PAR (179)
                      BP8_PAR (180)

flag (short[2])
    flag[0] (16 bits)
        0-7    bp_calibration
        8      12_hz_filter_option
        9      enable_squelch_function
        A      squelch_value_because_of_calibration
        B      display_device_processing_wedge
        C      display_device_in_wedge_mode
        D-F    reserved
    flag[1] (16 bits)
        0-2    site_selection
        3-5    scale_selection
        6-7    new_site_selection
        8      reserved
        9      art_line_disconnect
        A      filter_selection
        B      pulse_rate_on
        C      bp_zero_command
        D      iabp
        E      alarms_on
        F      limits_change
limit_values (struct LIMIT_VALUES [3])
    limit_values[0].lo_limit (mean)
    limit_values[0].hi_limit (mean)
    limit_values[1].lo_limit (systolic)
    limit_values[1].hi_limit (systolic)
    limit_values[2].lo_limit (diastolic)
    limit_values[2].hi_limit (diastolic)
extra_limit (short) reserved

```

Messages

```

par_func_code (char) PAR_MSG_FC (21)
parcode (char)  BP1_PAR (77)
                BP2_PAR (78)
                BP3_PAR (79)
                BP4_PAR (80)
                BP5_PAR (177)
                BP6_PAR (178)
                BP7_PAR (179)
                BP8_PAR (180)

messages (struct PAR_MSG [3])
messages[0].msg_index    paw message
PA Wedge Messages
PAW_NO_MESSAGE          0
PAW_MANUAL_MODE          1    /* Manual wedge mode */
PAW_WAIT_MODE            2    /* Wedge waiting 8 seconds for pulsatile waveform */
PAW_READY_MODE           3    /* Wedge is ready for the balloon inflation */
PAW_WEDGING_MODE         4    /* Wedge has detected the balloon inflation and is
                                processing the data */
PAW_REVIEW_MODE           5    /* Wedge is complete, ready for review */
PAW_NO_PULSE              6    /* Wedge was waiting for a pulsative waveform, but
                                none was detected */

messages[1].msg_index    bp message 1
/* Pulsatile Pressure Limit Alarm Messages */
NO_PPR_ALARM             0
BP_PPR_LOW_ALARM         1
BP_PPR_HIGH_ALARM        2

messages[2].msg_index    bp message 2
NO_BP_MESSAGE            0
BP_ART_LINE_DISCONNECT   1
BP_DISCON_MESSAGE        2
value (short)            reserved

```

More Setup

```
par_func_code (char)  PAR_MORE_SETUP_FC (2)
parcode (char)        BP1_PAR (77)
                      BP2_PAR (78)
                      BP3_PAR (79)
                      BP4_PAR (80)
                      BP5_PAR (177)
                      BP6_PAR (178)
                      BP7_PAR (179)
                      BP8_PAR (180)

value (short[4])
  value[0] (16 bits)
    0      pa_wedge_auto_or_manual_mode
    1      pa_stop_wedge
    2      pa_new_wedge
    3-F    reserved
  value[1] zero value
  value[2] ppr_hi_limit
  value[3] ppr_lo_limit
```

Miscellaneous

```
par_type (char)      ART_PAR(2), PA_PAR(3), LA_PAR(4), CVP_PAR(5), ICP_PAR(6), SP_PAR(7),
                      UAC_PAR(16), UVC_PAR(17), FEM_PAR(18), RA_PAR(19)
parcode (char)        BP1_PAR through BP8_PAR(77, 78, 79, 80, 177, 178, 179, 180)
pos (char)            reserved
acq_port (char)       reserved
```

SpO₂ Parameter

The structures with the parcodes a02_par and a02m_par contain the pulse oximetry values from the TRAM or SpO₂ module, respectively.

Parameter Update

```
par_func_code (char)  PAR_UPDATE_FC (1)
parcode (char)        ao2_par (45) or a02m_par (208)
par_status (16 bits)
    0-4                reserved
    5-6                signal_strength
    7                  task_audio_alarm_enabled
    8-9                reserved
    A                  ppr_low_limit
    B                  ppr_high_limit
    C                  spo2_low_limit
    D                  spo2_high_limit
    E-F                reserved
par_val (short [3])
    par_val[0]          spo2_value                (1%)
    par_val[1]          ppr_value                (1 beat per minute)
    par_val[2]          reserved
```

Extended Parameter Update

Reserved

Setup and Limits

```
par_func_code (char)  PAR_SETUP_LIM_FC (3)
parcode (char)        ao2_par (45) or a02m_par (208)
flag (short[2])
    flag[0] (16 bits)
        0-3    spo2_pulse_volume
        4-E    reserved
        F      ppr_on
    flag[1] (16 bits)
        0-1    size_selection
        2      auto_size
        3-E    reserved
        F      limits_change
limit_values (struct LIMIT_VALUES [3])
    limit_values[0].lo_limit    (spo2)
    limit_values[0].hi_limit    (spo2)
    limit_values[1].lo_limit    (ppr)
    limit_values[1].hi_limit    (ppr)
    limit_values[2]             reserved
extra_limit (short)             reserved
```


Messages

```

par_func_code (char)          PAR_MSG_FC (21)
parcode (char)               ao2_par (45) or a02m_par (208)
messages (struct PAR_MSG [3])
messages[0].attribute reserved
messages[0].msg.index spo2_message_code
AO2_MSG_NONE                  0
AO2_MSG_LOW_SIG               1      /* low signal quality */
AO2_MSG_LOW_LITE              2      /* low light, check probe */
AO2_MSG_PROBE_OFF             3      /* probe off patient */
AO2_MSG_PROBE_FAIL            4      /* probe/circuit failure */
AO2_MSG_PROBE_NC              5      /* no probe connected to unit */
AO2_MSG_CANNOT_ID             6      /* cannot identify probe */
AO2_MSG_INTERF_DET            7      /* interference detected */
AO2_PASSIVE_MSG_LOW_QUALITY    8      /* low quality message with SPO2 numerics */
AO2_PASSIVE_MSG_PULSE_SEARCH  9      /* pulse search message with SPO2 numerics */
AO2_PASSIVE_MSG_CHANGE_BATTERY10 /* change battery message with SPO2 numerics */
AO2_MSG_DEAD_BATTERY          11     /* dead battery (no data) */
AO2_MSG_NO_DATA               12     /* no valid data to display */
AO2_CONNECTING                13
ao2_connect_off               14
AO2_MSG_INTERFACE_LOW_BATTERY 15     /* interfaced device has a low battery */
AO2_MSG_INTERFACE_TRENDING    16     /* interfaced device is sending trend data */
AO2_MSG_ARTIFACT              17     /* artifact message with SPO2 numerics */
AO2_MSG_FLASH_ARTIFACT        18     /* flash XX's / Numerics for SPO2 */
AO2_MSG_LEARNING              19     /* learning message with SPO2 numerics */
AO2_MSG_ARTIFACT_ALARM        20     /* artifact alarm message */
AO2_MSG_CHECK_DEVICE          21     /* refer to the interfaced device message */
AO2_MSG_CONNECT_PROBE         22     /* probe is not connected to the interfaced device */
messages[1-2]                 reserved
value (short)                 reserved

```

More Setup

Reserved

Miscellaneous

```

par_type (char)              SAO2_PAR (11) or SAO2M_PAR (28)
parcode (char)              ao2_par (45) or a02m_par (208)
pos (char)                   reserved
acq_port (8 bits)            reserved

```

Temperature Parameter

Parameter Update

```
par_func_code (char)  PAR_UPDATE_FC (1)
parcode (char)        temp_par (35)
                      temp5_par (184)
                      temp6_par (185)
                      temp7_par (186)
                      temp8_par (187)

par_status (16 bits)
  0      temp1_sensor_fail
  1      temp2_sensor_fail
  2      temp1_calibration_fail
  3      temp2_calibration_fail
  4      temp1_calibration_check_fail
  5      temp2_calibration_check_fail
  6      reserved
  7      task_audio_alarm_enabled
  8      delta_temp_low_limit
  9      delta_temp_high_limit
  A      temp2_low_limit
  B      temp2_high_limit
  C      temp1_low_limit
  D      temp1_high_limit
  E-F    reserved
par_val (short [3])
  par_val[0]  temp1_value          (0.1 °C)
  par_val[1]  temp2_value          (0.1 °C)
  par_val[2]  delta_temp_value
```

Extended Parameter Update

Reserved

Setup and Limits

```
par_func_code (char)  PAR_SETUP_LIM_FC (3)
parcode (char)        temp_par (35)
                      temp5_par (184)
                      temp6_par (185)
                      temp7_par (186)
                      temp8_par (187)

flag (short[2])
  flag[0] (16 bits)
    0-F    reserved
  flag[1] (16 bits)
    0-5    reserved
    6      temp1_disabled
    7      temp2_disabled
    8      units_of_measure_for_display
    9-D    reserved
    E      temperature_audio_alarm_on
    F      limits_change
limit_values (struct LIMIT_VALUES [3])
  limit_values[0].lo_limit  (temp1)
  limit_values[0].hi_limit  (temp1)
  limit_values[1].lo_limit  (temp2)
  limit_values[1].hi_limit  (temp2)
  limit_values[2].lo_limit  (delta_temp)
  limit_values[2].hi_limit  (delta_temp)
extra_limit (short)        reserved
```

Messages

```
par_func_code (char) PAR_MSG_FC (21)
parcode (char) temp_par (35)
                temp5_par (184)
                temp6_par (185)
                temp7_par (186)
                temp8_par (187)
messages (struct PAR_MSG [3])
messages[0].msg_index      temp_1_message_index
TEMP_NO_STATUS_MESSAGE    0
TEMP_CAL_MESSAGE          1 /* calibration fail message */
TEMP_CALCHK_MESSAGE       2 /* calibration check fail message */
messages[1].msg_index      temp_2_message_index
TEMP_NO_STATUS_MESSAGE    0
TEMP_CAL_MESSAGE          1 /* calibration fail message */
TEMP_CALCHK_MESSAGE       2 /* calibration check fail message */
messages[2].msg_index      reserved
value                      reserved
```

More Setup

Reserved

Miscellaneous

```
par_type (char)      TMP_PAR (12)
parcode (char)       temp_par (35), temp5_par, temp6_par, temp7_par, temp8_par (184-187)
pos (char)           reserved
acq_port (8 bits)    reserved
```

Cardiac Output Parameter

Parameter Update

```
par_func_code (char)  PAR_UPDATE_FC (1)
parcode (char)        bt_par (63)
par_status (16 bits)
    0                  bt_sensor_fail
    1                  it_sensor_fail
    2                  co_too_low_to_be_displayed
    3                  co_too_high_to_be_displayed
    4                  no_co_due_to_high_injectate_temp
    5                  no_co_due_to_bt_sensor_fail_during_test
    6                  no_co_due_to_it_sensor_fail_during_test
    7                  task_audio_alarm_enabled
    8                  low_limit_3
    9                  high_limit_3
    A                  low_limit_2
    B                  high_limit_2
    C                  low_limit
    D                  high_limit
    E-F               reserved
par_val (short [3])
    par_val[0]         bt_value (0.1 °C)
    par_val[1]         reserved
    par_val[2]         it_value (0.1 °C)
```

Extended Parameter Update

```
par_func_code (char)  EXTENDED_PAR_UPDATE_FC (12)
parcode (char)        bt_par (63)
par_val
    par_val[0-3]       time_stamp (struct RTCCPY, 8 bytes)
    par_val[4]         last_co_average_value (0.1 liter)
    par_val[5]         reserved
```

Setup and Limits

```
par_func_code (char)  PAR_SETUP_LIM_FC (3)
parcode (char)        bt_par (63)
flag (short[2])
    flag[0] (16 bits)
        0-9      catheter_computation_factor
        A-D      catheter_type
        E        temperature_units
        F        reserved
    flag[1] (16 bits)
        0-1      program_mode
        2-4      catheter_size
        5-6      injectate_volume
        7        auto_enable
        8        manual_start
        9        injectate_probe
        A-E      trial_selections
        F        limits_change
limit_values (struct LIMIT_VALUES [3])
    limit_values[0].lo_limit (bt)
    limit_values[0].hi_limit (bt)
    limit_values[1-2]        reserved
extra_limit (short)          reserved
```

Messages

```
par_func_code (char)  PAR_MSG_FC (21)
parcode (char)       bt_par (63)
messages (struct PAR_MSG [3])
    messages[0].msg_index      co_message_index
    NO_BTCO_STATUS_MSG_DISPLAYED      0
    BTCO_WAIT_MSG_DISPLAYED           1
    BTCO_UNSTABLE_BT_MSG_DISPLAYED     2
    BTCO_AUTO_INJECT_MSG_DISPLAYED     5
    BTCO_MANUAL_INJECT_MSG_DISPLAYED   6
    BTCO_SEARCHING_MSG_DISPLAYED       7
    BTCO_COMPUTING_MSG_DISPLAYED       8
    BTCO_ACQUIRING_WASHOUT_CURVE_MSG_DISPLAYED 9
    BTCO_PRESS_AUTO_OR_STAT_MSG_DISPLAYED 10
    BTCO_CO_COMPLETED_MSG_DISPLAYED    11
    BTCO_CC_NOT_IN_TABLE_DISPLAYED     12
    BTCO_CO_COMPLETED_STAT_MSG_DISPLAYED 13
    BTCO_HARDWARE_FAIL_MSG_DISPLAYED   20
    messages[1].msg_index      reserved
    messages[2].msg_index      reserved
value                          reserved
```

More Setup

```
par_func_code (char)  PAR_MORE_SETUP_FC (2)
parcode (char)       bt_par (63)
value (short[4])
    value[0]          pws->BT_base
    value[1]          pws->start_offset
    value[2-3]        reserved
```

Miscellaneous

```
par_type (char)      CO_PAR (9)
parcode (char)       bt_par (63)
pos (char)           reserved
acq_port (8 bits)    reserved
```

Non-invasive Blood Pressure Parameter

Parameter Update

```

par_func_code (char)  PAR_UPDATE_FC (1)
parcode (char)        nbp_par (24) or nbp2_par (124)
par_status (16 bits)
    0-6                reserved
    7                  task_audio_alarm_enabled
    8                  diastolic_low_limit
    9                  diastolic_high_limit
    A                  systolic_low_limit
    B                  systolic_high_limit
    C                  mean_low_limit
    D                  mean_high_limit
    E-F                reserved
par_val (short [3])
    par_val[0]          mean_value           (1 mmHg)
    par_val[1]          systolic_value       (1 mmHg)
    par_val[2]          diastolic_value      (1 mmHg)

```

Extended Parameter Update

```

par_func_code (char)  EXTENDED_PAR_UPDATE_FC (12)
parcode (char)        nbp_par (24) or nbp2_par (124)
par_val
    par_val[0]          cuff_pressure         (1 mmHg)
    par_val[1-4]        time_stamp            (struct RTCCPY, 8 bytes)
    par_val[5]          alarm_level

```

Setup and Limits

```

par_func_code (char)  PAR_SETUP_LIM_FC (3)
parcode (char)        nbp_par (24) or nbp2_par (124)
flag (short[2])
    flag[0] (16 bits)
        0      nbp_auto_mode_on
        1      nbp_clear_messages
        2-3    reserved
        4      nbp_stat_measurement_on
        5-6    nbp_cuff_size
        7      nbp_burn_in_mode
        8      nbp_calibration_mode
        9      nbp_calibration_set_zero
        A      nbp_calibration_set_span
        B      nbp_calibration_check
        C      nbp_at_cal_pressure
        D      nbp_select_cal_check_pressure
        E      reserved
        F      nbp_go_stop
    flag[1] (16 bits)
        0-B    auto_mode_time_or_cal_check_pressure
        C-D    reserved
        E      alarms_on
        F      limits_change
limit_values (struct LIMIT_VALUES [3])
    limit_values[0].lo_limit  (mean)
    limit_values[0].hi_limit  (mean)
    limit_values[1].lo_limit  (systolic)
    limit_values[1].hi_limit  (systolic)
    limit_values[2].lo_limit  (diastolic)
    limit_values[2].hi_limit  (diastolic)
extra_limit (short)          reserved

```

Messages

```
par_func_code (char)  PAR_MSG_FC (21)
parcode (char)        nbp_par (24) or nbp2_par (124)
messages (struct PAR_MSG [3])
    messages[0].msg_index      status_message_index
    NBP_NO_STATUS_MESSAGE_DISPLAYED      0
    NBP_PRESSURE_LEAK                1
    NBP_CUFF_SZ_ERROR_OR_BLOCK        2
    NBP_INFLATION_FAILURE            3
    NBP_EXCESSIVE_NOISE_DETECTED      4
    NBP_EXCESSIVE_PRESSURE_DRIFT      5
    NBP_EXCESSIVE_PRESSURE_200mmHg    6
    NBP_MEASUREMENT_EXCEEDED_3_MIN    7
    NBP_HARDWARE_FAULT                8
    NBP_PULSE_TOO_WEAK                9
    NBP_PULSE_TOO_STRONG              10
    NBP_DEFLATION_FAILURE_DETECTED    11
    NBP_CUFF_INFLATED_OVER_5_MIN      12
    NBP_EXCESSIVE_PRESSURE_300mmHg    13
    NBP_MICROPHONE                    14
    NBP_LOW_BATTERY                    15
    NBP_LOW_DYNAMIC_PRESSURE           16
    NBP_MEAN_ONLY                      19

    messages[1].msg_index      cuff_status_message_index
    NBP_NO_CUFF_STS_MSG_DISPLAYED      0
    NBP_CHECK_FOR_PRESSURIZED_CUFF     1
    messages[2]                      reserved
value (short)                        reserved
```

More Setup

Reserved

Miscellaneous

```
par_type (char)      NBP_PAR (10)
parcode (char)        nbp_par (24) or nbp2_par (124)
pos (char)            reserved
acq_port (8 bits)     reserved
```

CO₂ Parameter

CO₂, O₂, and the CO₂-derived respiration rate values are transmitted under the parameter code 54. Associated with the parameter code are the five structures; Parameter Update, Extended Parameter Update, Setup and Limits, More Setup, and Messages.

Update values are sent in the Parameter Update and Extended Parameter Update structures. Values sent are expired and inspired gases, and the respiration rate value. Limits are sent in the Setup and Limits and More Setup structures. Limit alarms are sent in the Parameter update structure and messages are in the Messages structure.

CO₂ gas values and limits are stored and transmitted to the network expressed in units of mmHg. The O₂ gas value and limits are stored and transmitted expressed as a percentage, in units of 0.1. For example, a transmitted gas value of 100 would be interpreted and displayed as 10.0%. Respiration rate is expressed as breaths/minute.

If a unit conversion is necessary the barometric pressure can be found in flag [1] of the Setup and Limits structure. The barometric pressure is expressed as a byte value that is added to 530 to produce the barometric pressure in mmHg. The unit type sent in flag [0] (mmHg, %, kPa) only represents the units of the present displayed value and does not represent the units of the stored/transmitted values.

Gas values are obtained from one of a number of devices. The device is defined in flag [1] of the Setup and Limits structure. Note that O₂ is not available on all devices. For example, the sidestream and mainstream CO₂ module with Pyron or Novamatrix sensor doesn't have an O₂ parameter. Engstrom doesn't have an expired O₂ parameter or respiration rate. The codes MISSING (-32767, 0x8001) or INVALID (-32768, 0x8000) are sent if the parameter is inactive.

The gas device type can be found in the Extended Parameter Update structure. The old ID codes are still supported in the Setup and Limits structure, however if the CO₂_EXTENDED_ID bits are set the ID or device type can be found in Extended Parameter Update.

Parameter Update

```

par_func_code (char)  PAR_UPDATE_FC (1)
parcode (char)        pco2_par (54)
par_status (16 bits)
    0-3                reserved
    4                  O2_inspired_low_limit_alarm
    5                  O2_inspired_high_limit_alarm
    6                  O2_expired_low_limit_alarm
    7                  O2_expired_high_limit_alarm
    8                  respiration_low_limit_alarm
    9                  respiration_high_limit_alarm
    A                  CO2_inspired_low_limit_alarm
    B                  CO2_inspired_high_limit_alarm
    C                  CO2_expired_low_limit_alarm
    D                  CO2_expired_high_limit_alarm
    E-F                reserved
par_val (short [3])
    par_val[0]          expired_CO2_value (1 mmHg)
    par_val[1]          inspired_CO2_value (1 mmHg)
    par_val[2]          respiration_rate_value (1 bpm)

```


Extended Parameter Update

```

par_func_code (char) EXTENDED_PAR_UPDATE_FC (12)
parcode (char)      pco2_par (54)
par_val (short [6])
    par_val[0]      O2_expired_value          (0.1%)
    par_val[1]      O2_inspired_value         (0.1%)
    par_val[2]      reserved
    par_val[3]      reserved
    par_val[4]      reserved
    par_val[5]      CO2_gas_type
                    0x00 Mainstream module
                    0x01 Sidestream module
                    0x02 Sidestream mass spec module
                    0x03 EAS CO2 module
                    0x04 Datex CO2 module
                    0x05 SAM CO2 module
                    0x06 Nova main sidestream module
                    0x07 RAMS CO2 module
                    0x08 RGM CO2 module
                    0x09 Rascal CO2 module
                    0x0A SAM CO2 no O2 module
                    0x0B RAMS M250
                    0x0C N.A.D. Narkomed
                    0x0D Dräger Cato
                    0x0E Dräger Cicero
                    0x0F Dräger Evita
                    0x10 Dräger Evita (expired CO2)
                    0x11 Dräger Cicero (no O2)
                    0x12 Generic CO2 1 (CO2i, CO2e, CO2rr, O2i, O2e)
                    0x13 Generic CO2 2 (CO2i, CO2e, CO2rr)
                    0x14 Generic CO2 3 (CO2i, CO2e, O2i, O2e)
                    0x15 Generic CO2 4 (CO2e)

```

Setup and Limits

```

par_func_code (char) PAR_SETUP_LIM_FC (3)
parcode (char)      pco2_par (54)
flag (short[2])
    flag[0] (16 bits)
        0 CO2_sensor/pump_on/off
        1 CO2_service_mode
        2 CO2_cal_mode
        3-4 CO2_units (mmhg, %, kpa)
        5 CO2_compensation_on
        6-7 device_dependent
        8-A CO2_scale (80,40,100,unused,50,30,60)
        B-C O2_unit (mmhg, %, kpa)
        D-E CO2_waveform_speed (6.25, 12, 25)
        F CO2_clear_message/compensation
    flag[1] (16 bits)
        0-7 CO2_barometric_pressure_amplitude_axis
        8-A device_dependent
        B-D CO2_module_type (mainstream, sidestream)
        E-F reserved
limit_values (struct LIMIT_VALUES [3])
    limit_values[0].lo_limit (expired CO2)
    limit_values[0].hi_limit (expired CO2)
    limit_values[1].lo_limit (inspired CO2)
    limit_values[1].hi_limit (inspired CO2)
    limit_values[2].lo_limit (respiration)
    limit_values[2].hi_limit (respiration)
extra_limit (short) (no_resp_limit)

```

Messages

```

par_func_code (char)  PAR_MSG_FC (21)
parcode (char)      pco2_par (54)
messages (struct PAR_MSG [3])
    messages[0].msg_index      CO2_message0_index
    CO2_MESSAGE_CLEAR          0x00
    CO2_SOFTWARE_NOT_COMPATIBLE_MSG 0x01
    CO2_STAND_BY_MSG           0x02
    CO2_CPU_ERROR              0x03
    CO2_RAM_ERROR              0x04
    CO2_ROM_ERROR              0x05
    CO2_2CPU_ERROR             0x06
    CO2_POWER_SUPPLY_ERROR     0x07
    CO2_MOTOR_SPEED_ERROR      0x08
    CO2_DIRTY_ADAPTOR1         0x09
    CO2_DIRTY_ADAPTOR2         0x0A
    CO2_SENSOR                 0x0B
    CO2_CAL_GAS_HI             0x0C
    CO2_CAL_GAS_LO             0x0D
    CO2_ERROR                  0x0E
    CO2_OCCLUDED               0x0F
    CO2_CABLE_OFF_MSG          0x10
    CO2_WARM_UP_MSG            0x11
    CO2_SERVICE_MSG            0x12
    CO2_CAL_MSG                0x13
    CO2_APNEA_MSG              0x14
    CO2_WAITING_10_MSG         0x15
    CO2_SENSOR_TEMP            0x16
    CO2_MOISTURE_DETECTED      0x17

    /* EAS display messages codes */
    EAS_DISPLAY_MSG_CO2_VENT_OFF 0x18
    CO2_CHANGE_MODULE_CELL       0x19
    EAS_DISPLAY_MSG_CO2_STANDBY  0x1A
    EAS_DISPLAY_MSG_CO2_CALIBRATE 0x1B
    EAS_DISPLAY_MSG_CO2_ZEROING  0x1C

    /* DATEX Display message codes */
    DATEX_DISPLAY_MSG_CO2_DATEX_OFF 0x1D
    DATEX_DISPLAY_MSG_CO2_BLOCKED_LINE 0x1E
    DATEX_DISPLAY_MSG_CO2_ZERO_ERR 0x1F
    DATEX_DISPLAY_MSG_O2_ZERO_ERR 0x20
    DATEX_DISPLAY_MSG_CO2_COMM_ERR 0x21
    DATEX_DISPLAY_MSG_CO2_CONNECT_CABLE 0x22

    messages[1].msg_index      CO2_message1_index
    CO2_MSG1_CLEAR             0x00
    CO2_MSG1_SENSOR_ERROR      0x01
    CO2_MSG1_SENSOR_TMP_ERROR  0x02
    CO2_MSG1_CAL_ERROR         0x03
    CO2_MSG1_CAL_ERROR_SENSOR  0x04
    CO2_MSG1_CAL_CO2_MSG       0x05
    CO2_MSG1_CAL_CO2_ADAPTER_MSG 0x06
    CO2_MSG1_SENSOR_INCOMPATIBLE_ERROR 0x07
    CO2_MSG1_NOT_CALIBRATE_ERROR 0x08
    CO2_MSG1_NOT_CALIBRATED_MSG 0x09
    CO2_MSG1_CHECK_ADAPTER_CAL_MSG 0x0A

    /* SAM messages */
    CO2_MSG1_CONNECT_AQUAKNOT 0x0B
    CO2_MSG1_REMOVE_AQUAKNOT 0x0C
    CO2_MSG1_GAS_LIQUIFIED     0x0D
    CO2_MSG1_SERVICE_MODULE    0x0E
    CO2_MSG1_CO2_SENSOR        0x0F
    CO2_MSG1_O2_SENSOR         0x10
    CO2_MSG1_CALIBRATE         0x11
    CO2_MSG1_CAL_LEAK_ERROR    0x12
    CO2_MSG1_CAL_RANGE_ERROR   0x13
    CO2_MSG1_WAITING_GAS1_MSG  0x14
    CO2_MSG1_WAITING_GAS2_MSG  0x15
    CO2_MSG1_CAL_MODE_INIT_MSG 0x16
    CO2_MSG1_CAL_MODE_MSG      0x17
    CO2_MSG1_CAL_FAIL_ERROR    0x18
    CO2_MSG1_CAL_MATRIX_ERROR  0x19
    CO2_MSG1_CAL_NOISY_ERROR   0x1A

```

```
/* extra messages */
CO2_MSG1_SAMPLE_LINE_ERROR          0x1B
CO2_MSG1_BLOCKED_LINE_ERROR         0x1C

/* RAMS messages */
CO2_MSG1_MOISTURE_DETECTED_MSG      0x1D
CO2_MSG1_PUMPING_ANALYZER_MSG       0x1E
CO2_MSG1_RAMC_CALIBRATE_MSG         0x1F
CO2_MSG1_RAMC_SERVICE_MSG           0x20
CO2_MSG1_CAL_SAMPLING_FAIL_ERROR    0x21
CO2_MSG1_CAL_COMPLETE_MSG           0x22

messages[2].msg_index                CO2_message2_index
CO2_MSG2_CLEAR                       0x00
CO2_MSG2_CHECK_DEVICE                0x01
CO2_MSG2_SERVICE_DEVICE              0x02
CO2_MSG2_PURGING                     0x03
CO2_MAX_MSG2_CODE                    0x03

value                                reserved
```

More Setup

```
par_func_code (char)  PAR_MORE_SETUP_FC (2)
parcode (char)        pco2_par (54)
value (short[4])
    value[0]           expired O2 lo limit value
    value[1]           expired O2 hi limit value
    value[2]           inspired O2 lo limit value
    value[3]           inspired O2 hi limit value
```

Miscellaneous

```
par_type (char)        CO2_PAR (14)
parcode (char)         pco2_par (54)
pos (char)              reserved
acq_port (8 bits)      reserved
```

SvO₂ Parameter

Parameter Update

```

par_func_code (char)  PAR_UPDATE_FC (1)
parcode (char)        svo2_par (190)
par_status (16 bits)
    0-4                reserved
    5-6                signal_strength
    7                  task_audio_alarm_enabled
    8-B                reserved
    C                  svo2_low_limit
    D                  svo2_high_limit
    E-F                reserved
par_val (short [3])
    par_val[0]          svo2_value (1%)
    par_val[1-2]        reserved

```

Extended Parameter Update

Reserved

Setup and Limits

```

par_func_code (char)  PAR_SETUP_LIM_FC (3)
parcode (char)        svo2_par (190)
flag (short[2])
    flag[0] (16 bits)
        0-7      lab_saturation_value
        8-9      calibration_mode
        A        accept_new_in_vivo_lab_saturation_value
        B        confirm_current_in_vivo_calibration_value
        C        cancel_in_vivo_calibration
        D        calibration_request_response_vaild
        E-F      reserved
    flag[1] (16 bits)
        0-2      amplitude_axis
        3-5      time_axis
        6-D      reserved
        E        alarms_on
        F        limits_change
limit_values (struct LIMIT_VALUES [3])
    limit_values[0].lo_limit (svo2)
    limit_values[0].hi_limit (svo2)
    limit_values[1-2]        Reserved
extra_limit (short)          reserved

```

Messages

```

par_func_code (char) PAR_MSG_FC (21)
parcode (char) svo2_par (190)
messages (struct PAR_MSG [3])

messages[0].msg_index  svo2_message0_index
SVO2_MSG0_NONE        0
SVO2_MSG_HIGH_INTENSITY 1      /* high intensity, check probe */
SVO2_MSG_LOW_INTENSITY  2      /* low intensity, check probe */
SVO2_MSG_LOW_LIGHT      3      /* low light, check probe */
SVO2_MSG_DAMPED_INTENSITY 4     /* damped intensity, check probe */
SVO2_MSG_PREINSERTION_CAL_IN_PROGRESS 5 /* preinsertion calibration in progress */
SVO2_MSG_PREINSERTION_CAL_FAILURE 6   /* preinsertion calibration failure */
SVO2_MSG_PREINSERTION_CAL_COMPLETE 7   /* preinsertion calibration complete */
SVO2_MSG_LIGHT_INT_CAL_IN_PROGRESS 8   /* light intensity calibration in progress */
SVO2_MSG_LIGHT_INT_CAL_FAILURE 9       /* light intensity calibration failure */
SVO2_MSG_LIGHT_INT_CAL_COMPLETE 10      /* light intensity calibration complete */
SVO2_MSG_INVIVO_CAL_DRAW_BLOOD 11       /* in-vivo calibration in progress */
UNUSED                 12
SVO2_MSG_INVIVO_CAL_FAILURE 13          /* in-vivo calibration failure */
SVO2_MSG_INVIVO_CAL_COMPLETE 14         /* in-vivo calibration complete */
SVO2_MSG_OPTICAL_MOD_WARMUP_NOT_PASSED15 /* optical module warm-up time has not passed
*/
SVO2_MSG_HARDWARE_FAULT 16             /* optical Module hardware fault */
SVO2_MSG_INCOMPATIBLE_SOFTWARE 17       /* optical Module hardware fault */
SVO2_MSG_NO_LIGHT      18             /* no light(very low light), check probe */
SVO2_DEVICE_ERROR      19             /* SVO2 remote device error */
SVO2_COMM_ERROR        20             /* SVO2 remote device comm error */
SVO2_CONNECTING        21             /* SVO2 establishing communications with
remote device */

messages[1].msg_index  svo2_message1_index
SVO2_MSG1_NONE        0
SVO2_MSG_INVIVO_CAL_WAIT_SAT 1         /* In-vivo calibration waiting for cal sat
value */

messages[2].msg_index  reserved
value                 reserved

```

More Setup

Reserved

Miscellaneous

```

par_type (char)      SVO2_PAR (15)
parcode (char)      svo2_par (190)
pos (char)           reserved
acq_port (8 bits)    reserved

```

Ventilator Parameters

Ventilator data is transferred within multiple parameter packets for the Dash, Solar 8000M/i, Solar 9500 and Unity ID.

VENT_PAR Parameter

Parameter Update

```
par_func_code (char)  PAR_UPDATE_FC (1)
parcode (char)        vent_par (194)
par_status (16 bits)
    0-6                reserved
    7                  task_audio_alarm_enabled
    8-C                reserved
    D                  alarm
    E-F                reserved
par_val (short[3])
    par_val[0]          vent_pt_rr value      (1 breath per minute)
    par_val[1]          vent_peep value       (1 cm H2O (or hPa))
    par_val[2]          vent_mv value         (0.1 liters per minute)
```

Extended Parameter Update

```
par_func_code (char)  EXTENDED_PAR_UPDATE_FC (12)
parcode (char)        vent_par (194)
par_val (short[6])
    par_val[0]          vent_fio2 value       (1%)
    par_val[1]          vent_tv value         (1 ml)
    par_val[2]          vent_pip value        (1 cm H2O (or hPa))
    par_val[3]          vent_pplat value      (1 cm H2O (or hPa))
    par_val[4]          vent_mawp value       (1 cm H2O (or hPa))
    par_val[5]          vent_sens value       (0.1 cm H2O (or hPa))
```

Setup and Limits

```
par_func_code (char)  PAR_SETUP_LIM_FC (3)
parcode (char)        vent_par (194)
flag (short[2])
    flag[0] (16 bits)
        0-2    waveform pressure site scale
                (enum scale_type)
        3-5    waveform flow site scale
                (enum scale_type)
        6-F    reserved
    flag[1] (16 bits)
        0-14   reserved
        15     valid_limits_flagif 1, the following limit values
                are valid
limit_values (short[6])
if valid_limits_flag == 1    else ignore limit values
    limit_values[0]vent_al_hi_rate      (1 breath per minute)
    limit_values[1]vent_al_lo_peep      (1 cm H2O (or hPa))
    limit_values[2]vent_al_hi_pres      (1 cm H2O (or hPa))
    limit_values[3]vent_al_lo_pres      (1 cm H2O (or hPa))
    limit_values[4]vent_al_lo_mv        (0.1 liters per minute)
    limit_values[5]vent_al_lo_tv        (1 ml)
extra_limit (short)  vent_al_hi_mv      (0.1 liters per minute)
```

Messages

```
par_func_code (char)  PAR_MSG_FC (21)
parcode (char)        vent_par (194)
messages (struct PAR_MSG[3])
    messages[0].attribute      reserved
    messages[0].msg_index
    VENT_NO_MESSAGE            0
    VENT_CONNECT_OFF           1
    VENT_ALARM_OFF             2
    VENT_BAD_MODEL             3
    VENT_CONNECTING            4
    messages[1,2]             reserved
value (short)           reserved
```

More Setup

```
par_func_code (char)  PAR_MORE_SETUP_FC (3)
parcode (char)        vent_par (194)
value (short[4])
    value[0] (16 bits)
        0      use_par1_wins if 1, use the subparameter
                selections from vent_par1, rather than the bits
                in value[1] and [3]
        1-2    reserved
        3-7    model,
        8-C    type, device_vent
        D-F    reserved
    value[1] (16 bits)
        0      reserved
        1      vent_pt_rr displayed
        2      vent_peep displayed
        3      vent_mv displayed
        F      vent_prs_sup displayed
    value[2] (16 bits)
        0-5    reserved
        6-7    pressure uom, vent_pres_cmH2O=0
        8      vent pressure waveform available
        9      vent flow waveform available
        A-F    reserved
    value[3] (16 bits)
        0-7    subparameter in the largest display slot
        8      vent_insp_tm displayed
        9      vent_insp_pc displayed
        A      vent_i_e displayed
        B      vent_hf_flw dislodge
        C      vent_hf_rr displayed
        D      vent_hf_prs displayed
        E-F    reserved
```

Miscellaneous

```
par_type (char)        VENT_PAR (20)
parcode (char)        vent_par (194)
pos (char)             reserved
acq_port (8 bits)      reserved
```

VENT_PAR1 Parameter

Parameter Update

```
par_func_code (char)  PAR_UPDATE_FC (1)
parcode (char)       vent_par1 (219)
par_status (16 bits)
    0-F              reserved
par_val (short[3])
    par_val[0]       vent_vnt_rr value      (1 breath per minute)
    par_val[1]       vent_flw_rt value      (1 liters per minute)
    par_val[2]       vent_op_mode value     (enum vent_op_mode)
```

Extended Parameter Update

```
par_func_code (char)  EXTENDED_PAR_UPDATE_FC (12)
parcode (char)       vent_par1 (219)
par_val (short[6])
    par_val[0]       vent_in_hld value      (0.1 seconds)
    par_val[1]       vent_op_mode2 value    (enum vent_op_mode)
    par_val[2]       vent_prs_sup value     (1 cm H2O (or hPa))
    par_val[3]       vent_insp_tm value     (0.01 seconds)
    par_val[4]       vent_insp_pc value     (1%)
    par_val[5]       vent_i_e value         (1/0.1 expired value)
```

Setup and Limits

```
par_func_code (char)  PAR_SETUP_LIM_FC (3)
parcode (char)       vent_par1 (219)
flag (short[2])
    flag[0,1]        reserved
limit_values (short[6])
    limit_values[0]   vent_al_hi_tv         (1 ml)
    limit_values[1]   vent_al_apnea        (1 s)
    limit_values[2-5] reserved
extra_limit (short)   reserved
```

Messages

Reserved

More Setup

```
par_func_code (char)  PAR_MORE_SETUP_FC (3)
parcode (char)       vent_par1 (219)
value (short[4])
    value[0]
        8-14        window 0 display subparameter
        15          window 0 is locked if set
        0-6         window 1 display subparameter
        7           window 1 is locked if set
    value[1]
        8-14        window 2 display subparameter
        15          window 2 is locked if set
        0-6         window 3 display subparameter
        7           window 3 is locked if set
    value[2,3]       reserved
```

Miscellaneous

```
par_type (char)       VENT_APAR (42)
parcode (char)       vent_par1 (219)
pos (char)           reserved
acq_port (8 bits)     reserved
```


VENT_PAR2 Parameter

Parameter Update

```
par_func_code (char)  PAR_UPDATE_FC (1)
parcode (char)       vent_par2 (220)
par_status (16 bits)
    0-F              reserved
par_val (short[3])
    par_val[0]       vent_hf_flw value    (1 liter per minute)
    par_val[1]       vent_hf_rr value     (1 Hertz)
    par_val[2]       vent_hf_prs value    (1 cm H2O (or hPa))
```

Extended Parameter Update

```
par_func_code(char)  EXTENDED_PAR_UPDATE_FC (12)
parcode (char)      vent_par2 (220)
par_val (short[6])
    par_val[0]       vent_spont_mv value  (0.1 liter per minute)
    par_val[1]       vent_set_tv value    (1 ml)
    par_val[2]       vent_set_pcp value   (1 cm H2O (or hPa))
    par_val[3]       vent_set_i_e value   (1/0.1 expired value)
    par_val[4]       vent_base_flow value (1 liter per minute)
    par_val[5]       vent_flow_trig value (1 liter per minute)
```

Setup and Limits

Reserved

Messages

Reserved

More Setup

Reserved

Miscellaneous

```
par_type (char)      VENT_APAR (42)
parcode (char)       vent_par2 (220)
pos (char)           reserved
acq_port (8 bits)    reserved
```

VENT_PAR3 Parameter

Parameter Update

```
par_func_code (char)  PAR_UPDATE_FC (1)
parcode (char)       vent_par3 (221)
par_status (16 bits)
    0-F              reserved
par_val (short[3])
    par_val[0]       vent_total_peep value (1 cm H2O (or hPa))
    par_val[1]       vent_auto_peep value (1 cm H2O (or hPa))
    par_val[2]       vent_stat_compl value (1 ml/cm H2O)
```

Extended Parameter Update

```
par_func_code (char)  EXTENDED_PAR_UPDATE_FC (12)
parcode (char)       vent_par3 (221)
par_val (short[6])
    par_val[0]       vent_stat_resis value (0.1 cm H2O/liter/sec)
    par_val[1]       vent_dyn_compl value (1 ml/cm H2O)
    par_val[2]       vent_dyn_resis value (0.1 cm H2O/liter/sec)
    par_val[3]       vent_set_fio2 value (1%)
    par_val[4]       vent_insp_meas value (0.01 s)
    par_val[5]       vent_asb_ramp value (0.01 s)
```

Setup and Limits

Reserved

Messages

Reserved

More Setup

Reserved

Miscellaneous

```
par_type(char)       VENT_APAR (42)
parcode (char)       vent_par3 (221)
pos (char)           reserved
acq_port (8 bits)    reserved
```

VENT_PAR4 Parameter

Parameter Update

```
par_func_code (char)  PAR_UPDATE_FC (1)
parcode (char)       vent_par4 (92)
par_status (16 bits)
    0-F              reserved
par_val (short[3])
    par_val[0]       vent_aprv_low_pres    (1 cmH2O (or hPa))
    par_val[1]       vent_aprv_hi_pres     (1 cmH2O (or hPa))
    par_val[2]       vent_aprv_low_time    (0.1 seconds)
```

Extended Parameter Update

```
par_func_code (char)  EXTENDED_PAR_UPDATE_FC (12)
parcode (char)       vent_par4 (92)
par_val (short[6])
    par_val[0]       vent_aprv_hi_time     (0.1 seconds)
    par_val[1]       vent_comp              (1 ml/cm H2O)
    par_val[2]       vent_resis             (0.1 cm H2O/liter/second)
    par_val[3]       vent_meas_peep        (1 cmH2O (or hPa))
    par_val[4]       vent_intrin_peep      (1 cmH2O (or hPa))
    par_val[5]       vent_spont_rate       (1 breaths/minute)
```

Setup and Limits

Reserved

Messages

Reserved

More Setup

Reserved

Miscellaneous

```
par_type (char)       VENT_APAR (42)
parcode (char)       vent_par4 (92)
pos (char)           reserved
acq_port (8 bits)    reserved
```

VENT_PAR5 Parameter

Parameter Update

```
par_func_code (char)  PAR_UPDATE_FC (1)
parcode (char)       vent_par5 (93)
par_status (16 bits)
    0-F              reserved
par_val (short[3])
    par_val[0]       vent_insp_tv      (1 ml)
    par_val[1]       vent_flow_trigx10 (0.1 liter per minute)
```

Extended Parameter Update

Reserved

Setup and Limits

Reserved

Messages

Reserved

More Setup

Reserved

Miscellaneous

```
par_type (char)      VENT_APAR (42)
parcode (char)       vent_par5 (93)
pos (char)           reserved
acq_port (8 bits)    reserved
```

Gas Parameters

Gas values are transmitted under three parameter codes; 197, 198, and 199. Associated with each of these parameter codes are the five structures: Parameter Update, Extended Parameter Update, Setup and Limits, More Setup, and Messages.

Update values and identification codes for the gas values are sent in the Parameter Update and Extended Parameter Update structures. Values are sent as sets of expired and inspired gases, and are identified by the expired subcode in each structure. An inactive gas value is identified by the INVALID_SUBCODE parameter in the structure.

Each of the three parameter structures may contain up to two expired/inspired sets for support of a maximum of six expired/inspired gas value sets. Under some conditions, some expired/inspired sets may be duplicated; this is signified by the high bit of the expired subcode being set.

All gas values and limits are stored and transmitted expressed as a percentage, in units of 0.01. For example, a transmitted gas value of 1000 would be interpreted and displayed as 10.00%.

If a unit conversion is necessary the barometric pressure is stored in flag[1] of the Setup and Limits structure. The barometric pressure is expressed as a byte value that is added to 530 to produce the barometric pressure in mmHg. The unit type sent in flag[0] (mmHg, %, kPa) only represents the units of the present displayed value and does not represent the units of the stored/transmitted values.

Gas values are obtained from one of a number of devices. The gas device type can be found in the Extended Parameter Update structure.

All existing devices are listed in the Extended Parameter Update structure (DATEX, EAS, MGIR, Sidestream). New devices will have the DATEX ID set in the Setup and Limits structure and the new device type code included in the Extended Parameter Update structure.

Two sets (inspired/expired) of gas limits are sent with each parcode. The Setup and Limits structure contains 1 and 1/2 sets of the limits and the More Setup structure contains 1/2 set. The subcodes for the two sets are also sent in the Setup and Limits structure and More Setup structure.

Parameter Update

```

par_func_code (char) PAR_UPDATE_FC (1)
parcode (char) mspec_par(197), mspec1_par(198), mspec2_par(199)
par_status (16 bits)
    0-5      reserved
    6        insp_gas_low_limit_alarm      (ext_par_upd)
    7        insp_gas_high_limit_alarm     (ext_par_upd)
    8        exp_gas_low_limit_alarm       (ext_par_upd)
    9        exp_gas_high_limit_alarm      (ext_par_upd)
    A        insp_gas_low_limit_alarm      (par_upd_value)
    B        insp_gas_high_limit_alarm     (par_upd_value)
    C        exp_gas_low_limit_alarm       (par_upd_value)
    D        exp_gas_high_limit_alarm      (par_upd_value)
    E-F      reserved
subcodes
    0        expired_N2      Nitrogen
    2        expired_N2O     Nitrous
    4        expired_HAL     Halothane
    6        expired_ISO     Isoflurane/Forane
    8        expired_ETH     Ethrane/Enflurane
    10       expired_DES     Suprane/Desflurane
    12       expired_SEV     Sevoflurane
    14       expired_HEL     Helium
    16       expired_ARG     Argon
    0xFF     invalid_subcode      No gas is presently being sent in this position, all
                                   values should be invalid.
    0x80     duplicate_subcode    If the upper bit of the subcode is set, the gas
                                   values have been duplicated. This set of values is
                                   for display purposes only and can be otherwise
                                   ignored.

par_val (short [3])
par_val[0]   expired_subcode      (see list of subcodes)
par_val[1]   exp_value            (0.01%)
par_val[2]   insp_value           (0.01%)

Example:
    par_val[0] = 0      (Nitrogen)
    par_val[1] = 7500   (75% expired)
    par_val[2] = 7500   (75% inspired)

```

Extended Parameter Update

```

par_func_code (char) EXTENDED_PAR_UPDATE_FC (12)
parcode (char) mspec_par(197), mspec1_par(198), mspec2_par(199)
par_val (short[6])
par_val[0]      expired subcode See list of subcodes.
par_val[1]      expired_value      (0.01%)
par_val[2]      inspired_value     (0.01%)
par_val[3]      reserved
par_val[4]      baro                (mmHg)
par_val[5]      gas device types   (see list below)
                CO2/Gas device type codes
                0x00 Mainstream module
                0x01 Sidestream module
                0x02 Sidestream Mass Spec module
                0x03 EAS CO2
                0x04 Datex CO2
                0x05 SAM CO2 module
                0x06 Nova Main Sidestream Module
                0x07 RAMS CO2
                0x08 RGM CO2
                0x09 Rascal CO2
                0x0A SAM CO2 without O2 module
                0x0B RAMS M250 CO2
                0x0C Narkomed CO2
                0x0D Cato CO2
                0x0E Cicero CO2
                0x0F Evita CO2
                0x10 Evita CO2 expired only
                0x11 Cicero B/C CO2 only, no expired O2
                0x12 Generic External CO2: ICO2, ECO2, CO2-RR, IO2, EO2, barometer
                0x13 Generic External CO2: ICO2, ECO2, CO2-RR, barometer
                0x14 Generic External CO2: ICO2, ECO2, IO2, EO2, barometer
                0x15 Generic External CO2: ECO2, barometer
                0x16 Generic External CO2: ICO2, ECO2, CO2-RR, barometer
Example:
par_val[0] = 2      (Nitrous)
par_val[1] = 500    (5% expired)
par_val[2] = 1000   (10% inspired)
par_val[3]
par_val[4]
par_val[5] = 0      (mainstream module)

```

Setup and Limits

```

par_func_code (char) PAR_SETUP_LIM_FC (3)
parcode (char) mspec_par (197)
                mspec1_par (198)
                mspec2_par (199)

flag (short[2])
flag[0] (16 bits)
    0      gas_view_mix_on
    1-2    reserved
    3-4    gas_units          (0 = mmHg, 1 = %, 2 = kPa)
    5      gas_cp_bypass_on
    6      reserved
    7-8    mass_spec_sampling (auto, manual, off)
    9-F    reserved
flag[1] (16 bits)
    0-7    gas_barometric_pressure (offset from 530)
    8-A    device dependent
    B-D    module type        (0=mass spec, 1=datex,...)
    E      Reserved
    F      limits_change
limit_values (struct LIMIT_VALUES [3])
    limit_values[0].lo_limit (expired gas) (par_upd value)
    limit_values[0].hi_limit (expired gas) (par_upd value)
    limit_values[1].lo_limit (inspired gas) (par_upd value)
    limit_values[1].hi_limit (inspired gas) (par_upd value)
    limit_values[2].lo_limit (expired gas) (ext_par_upd value)
    limit_values[2].hi_limit (expired gas) (ext_par_upd value)
    Note: other inspired sets of limits are in More Setup structure.
limit_subcodes (char [2])
    set1_subcode subcode for limit_values[0] and [1]
    set2_subcode subcode for limit_values[2]

```

Messages

```

par_func_code (char) PAR_MSG_FC (21)
parcode (char) mspec_par(197), mspec1_par(198), mspec2_par(199)
messages (struct PAR_MSG [3])
    messages[0] mspec_message_index
        MSPEC_MESSAGE_CLEAR 0x00
        MSPEC_SERVICE_ISU_VALVE_ERR 0x01
        MSPEC_NOT_READY_ERR 0x02
        MSPEC_SERVICE_ID_ERR 0x03
        MSPEC_SERVICE_ISU_PUMP_ERR 0x04
        MSPEC_SERVICE_ISU_COMM_ERR 0x05
        MSPEC_NOT_SUMMING_ERR 0x06
        MSPEC_CABLE_OFF_ERR 0x07
        MSPEC_BLOCKED_LINE_ERR 0x08
        MSPEC_STANDBY_MSG 0x09
        MSPEC_SERVICE_MSG 0x0A
        MSPEC_TURN_MANUAL_ON_MSG 0x0B
        MSPEC_MASS_SPEC_OFF_MSG 0x0C
        /* MSPEC EAS display message codes. */
        EAS_DISPLAY_MSG_GAS_VENT_OFF 0x0D
        EAS_DISPLAY_MSG_GAS_SERVICE_INTERFACE 0x0E
        EAS_DISPLAY_MSG_GAS_STANDBY 0x0F
        EAS_DISPLAY_MSG_GAS_CALIBRATE 0x10
        EAS_DISPLAY_MSG_GAS_CHECK_GAS_SENSOR 0x11
        /* DATEX display message codes */
        DATEX_DISPLAY_MSG_GAS_DATEX_OFF 0x12
        DATEX_DISPLAY_MSG_GAS_SERVICE_INTERFACE 0x13
        DATEX_DISPLAY_MSG_GAS_BLOCKED_LINE 0x14
        DATEX_DISPLAY_MSG_N2O_ZERO_ERR 0x15
        DATEX_DISPLAY_MSG_AGENT_ZERO_ERR 0x16
        DATEX_DISPLAY_MSG_COMM_ERR 0x17
        DATEX_DISPLAY_MSG_CONNECT_CABLE 0x18
        MSPEC_UNKNOWN_ERR 0x19
        GAS_UNKNOWN_ERR 0x1A
        SAM_MSG_CONNECT_AQUAKNOT 0x1B
        SAM_MSG_REMOVE_AQUAKNOT 0x1C
        SAM_MSG_GAS_LIQUIFIED 0x1D
        SAM_MSG_SERVICE_MOISTURE 0x1E
        SAM_MSG_SERVICE_DRUM_SYNC 0x1F
        SAM_MSG_SERVICE_TEMP 0x20
        SAM_MSG_SERVICE_FLOW 0x21
        SAM_MSG_SERVICE_PRESSURE 0x22

    messages[1]
        AS_MESSAGE1_CLEAR 0x00
        SAM_MSG1_SERVICE_MOTOR 0x01
        SAM_MSG1_SERVICE_PUMP 0x02
        SAM_MSG1_SERVICE_VALVES 0x03
        SAM_MSG1_SERVICE_PLUMBING 0x04
        SAM_MSG1_SERVICE_CELL_HAL 0x05
        SAM_MSG1_SERVICE_CELL_ETH 0x06
        SAM_MSG1_SERVICE_CELL_ISO 0x07
        SAM_MSG1_SERVICE_CELL_SEV 0x08
        SAM_MSG1_SERVICE_DSP 0x09
        SAM_MSG1_AGENT_SENSOR 0x0A
        SAM_MSG1_N2O_SENSOR 0x0B
        SAM_MSG1_SERVICE_ACQUISITION 0x0C
        SAM_MSG1_SERVICE_GAIN 0x0D
        SAM_MSG1_SERVICE_MULTIPLEXER 0x0E
        SAM_MSG1_WARM_UP 0x0F
        SAM_MSG1_CAL_MODE 0x10
        SAM_MSG1_CAL_FAIL 0x11
        SAM_MSG1_SERVICE_TIME_BASE 0x12
        SAM_MSG1_SERVICE_EEPROM 0x13
        SAM_MSG1_DES_SELECTED 0x14
        SAM_MSG1_ISO_SELECTED 0x15
        MSPEC_MSG1_MOISTURE_DETECTED 0x16
        MSPEC_MSG1_SERVICE_FLOW 0x17
        MSPEC_MSG1_SERVICE_BARO 0x18
        MSPEC_MSG1_SERVICE_VACUUM 0x19
        MSPEC_MSG1_SERVICE_FILAMENT 0x1A
        MSPEC_MSG1_SERVICE_EMISSION 0x1B
        MSPEC_MSG1_SERVICE_ICP 0x1C
        MSPEC_MSG1_SERVICE_VALVE 0x1D
        MSPEC_MSG1_SERVICE_LOW_SIGNAL 0x1E
        MSPEC_MSG1_SERVICE_POWER 0x1F
        MSPEC_MSG1_SERVICE_AD 0x20
        MSPEC_MSG1_SERVICE_BATTERY 0x21

```


	RAMS_MSG1_SERVICE_MSG	0x22
	messages[2]	
	GAS_MSG2_CLEAR	0x00
	MSPEC_MSG2_CHECK_DEVICE	0x01
	MSPEC_MSG2_SERVICE_DEVICE	0x02
	MSPEC_MSG2_ZEROING	0x03
	MSPEC_MSG2_PURGING	0x04
value	reserved	

More Setup

par_func_code (char)	PAR_MORE_SETUP_FC (2)
parcode (char)	mspec_par (197)
	mspec1_par (198)
	mspec2_par (199)
value (short[4])	
value[0]	lo limit value (inspired gas) (ext_par_upd_value)
value[1]	hi limit value (inspired gas) (ext_par_upd_value)
value[2]	subcodes for limit sets
	Note: Subcodes must match subcodes in the associated Parameter Update and Extended Parameter Update structures.
value[3]	reserved

Miscellaneous

par_type (char)	MSPEC_PAR (21)
parcode (char)	mspec_par, mspec1_par, mspec2_par (197, 198, 199)
pos (char)	reserved
acq_port (8 bits)	reserved

Arterial Blood Gas Parameter

PCO₂, PO₂, pH, and HCO₃ values are transmitted under parameter code 125.

The Arterial Blood Gas values are valid when the year element of the time_stamp element of the Extended Parameter Update is not equal to 0. The completion of an ABG measurement will correspond with a change in the time_stamp value.

PCO₂ and PO₂ values are transmitted in units of mmHg. The pH value is transmitted as the actual pH value multiplied by 100. For example, a transmitted pH value of 740 would be interpreted and displayed as 7.40.

The PCO₂, PO₂, pH, or HCO₃ values may have a value of MISSING (-32767, 0x8001) or INVALID (-32768, 0x8000) if an ABG measurement has not yet been completed or a measurement error has occurred (i.e. poor pH signal quality as indicated in the par_status of the Parameter Update structure would result in the pH value being set to INVALID).

Parameter Update

```
par_func_code (char)  PAR_UPDATE_FC (1)
parcode (char)        abg_par (125)
par_status (16 bits)
    0                  Poor PO2 Signal
    1                  Poor PCO2 Signal
    2                  Poor pH Signal
    3-6                reserved
    7                  task_audio_alarm_enabled
    8-F               reserved
par_val
    par_val[0]         pH value           (0.01 pH)
    par_val[1]         PCO2 value         (1 mmHg)
    par_val[2]         PO2 value          (1 mmHg)
```

Extended Parameter Update

```
par_func_code (char)  EXTENDED_PAR_UPDATE_FC (12)
parcode (char)        abg_par (125)
par_val (short [6])
    par_val[0-3]       time_stamp         (RTCCPY time format)
    par_val[4]         hco3 value         (1 mEq/l)
    par_val[5]         reserved
```

Setup and Limits

```
par_func_code (char)  PAR_SETUP_LIM_FC (3)
parcode (char)        abg_par (125)
flag (short[2])
    flag[0]
        0              begin ABG blood measurement
        1-3            sensor initialization measurement
        4              sensor initialization completed
        5              begin QA Check measurement
        6              cancel current measurement or initialization
        7-9            type of measurement in progress
        A              confirm ABG flush
        B              QA Check needed
        C-F            reserved
    flag[1]            reserved
limit_values (struct  LIMIT_VALUES[3]) reserved
extra_limit(short)    reserved
```

Messages

```

par_func_code (char)  PAR_MSG_FC (21)
parcode (char)       abg_par (125)
messages(struct PAR_MSG {3})
    messages[0].attribute      reserved
    messages[0].msg_index      measurement_status_index
    ABG_MSG0_NONE              0
    ABG_MSG_PERFORM_PRE_CAL    1
    ABG_MSG_PRE_LVL_1_WAITING_FOR_USER 2
    ABG_MSG_PRE_LVL_1_WAITING_FOR_LVL_1 3
    ABG_MSG_PRE_LVL_1_MEASURING 4
    ABG_MSG_PRE_LVL_1_WAITING_FOR_FLUSH 5
    ABG_MSG_PRE_LVL_2_WAITING_FOR_EQU 6
    ABG_MSG_PRE_LVL_2_WAITING_FOR_USER 7
    ABG_MSG_PRE_LVL_2_WAITING_FOR_LVL_2 8
    ABG_MSG_PRE_LVL_2_MEASURING 9
    ABG_MSG_PRE_LVL_2_WAITING_FOR_FLUSH 10
    ABG_MSG_PRE_CAL_WAITING_FOR_TIMEOUT 11
    ABG_MSG_PRE_CAL_FAILURE_LOW_LIGHT 12
    ABG_MSG_PRE_CAL_TIMEOUT 13
    ABG_MSG_PRE_CAL_CANCEL 14
    ABG_MSG_QA_CHECK_DRAW 15
    ABG_MSG_QA_CHECK_MEAS 16
    ABG_MSG_QA_CHECK_WAITING_FLUSH 17
    ABG_MSG_QA_CHECK_WAITING_FOR_CONFIRM 18
    ABG_MSG_QA_CHECK_TIMEOUT 19
    ABG_MSG_QA_CHECK_TIMEOUT_LOW_LIGHT 20
    ABG_MSG_BLOOD_MEAS_DRAW_BLOOD 21
    ABG_MSG_BLOOD_MEAS_MEAS_BLOOD 22
    ABG_MSG_BLOOD_MEAS_WAITING_FLUSH 23
    ABG_MSG_BLOOD_MEAS_TIMEOUT 24
    ABG_MSG_BLOOD_MEAS_TIMEOUT_LOW_LIGHT 25
    ABG_MSG_ABG_BACKGND_MEAS_IN_PROGRESS 26
    ABG_MSG_ABG_BACKGND_MEAS_COMPLETE 27
    ABG_MSG_ABG_BACKGND_MEAS_FAILURE 28
    ABG_MSG_MEASUREMENT_FAILURE 29
    ABG_MSG_MEASUREMENT_WAIT 30
    ABG_MSG_PERFORM_QA_CHECK 31
    messages[1].attribute      reserved
    messages[1].msg_index      system_status_index
    ABG_MSG1_NONE              0
    ABG_MSG_ABG_MODULE_WARMING_UP 1
    ABG_MSG_REPLACE_SENSOR 2
    ABG_MSG_SERVICE_MODULE 3
    ABG_MSG_INCOMPATIBLE_SOFTWARE 4
    ABG_MSG_SENSOR_EEPROM_FAILURE 5
    ABG_MSG_HARDWARE_FAULT_LED 6
    ABG_MSG_HARDWARE_FAULT_HEAT_CONTROL 7
    ABG_MSG_HARDWARE_FAULT_ISO_COMM 8
    ABG_MSG_HARDWARE_FAULT_TEMP_CAL 9
    ABG_MSG_HARDWARE_FAULT_TEMP_SENSOR 10
    ABG_MSG_HARDWARE_FAULT_FAN 11
    ABG_MSG_HARDWARE_FAULT_DETECTOR_COOLER 12
    ABG_MSG_HARDWARE_FAULT_ACQ_EEPROM 13
    ABG_MSG_HARDWARE_FAULT_LOW_BATT 14
    ABG_MSG_HARDWARE_FAULT_WARMER_CURRENT 15
    ABG_MSG_HARDWARE_FAULT_AD_CONVERTER 16
    ABG_MSG_MODULE_TEMP_TOO_HIGH 17
    ABG_MSG_SENSOR_WARMER_FAILURE 18
    ABG_MSG_SENSOR_TEMP_TOO_HIGH 19
    ABG_MSG_SENSOR_TEMP_TOO_LOW 20
    ABG_MSG_INCOMPATIBLE_SENSOR 21

    messages[2].attribute      reserved
    messages[2].msg_index      sensor_lifetime_index
    ABG_MSG2_NONE              0
    ABG_MSG_SENSOR_LIFETIME_LEFT_7HRS 1
    ABG_MSG_SENSOR_LIFETIME_LEFT_6HRS 2
    ABG_MSG_SENSOR_LIFETIME_LEFT_5HRS 3
    ABG_MSG_SENSOR_LIFETIME_LEFT_4HRS 4
    ABG_MSG_SENSOR_LIFETIME_LEFT_3HRS 5
    ABG_MSG_SENSOR_LIFETIME_LEFT_2HRS 6
    ABG_MSG_SENSOR_LIFETIME_LEFT_1HRS 7
    ABG_MSG_SENSOR_LIFETIME_LEFT_0HRS 8
value (short)      measurement time count down timer

```

More Setup

```
par_func_code (char)  PAR_MORE_SETUP_FC (3)
parcode (char)       abg_par (125)
value (short[4])
    value[0]          ph_qa_check_value    (0.001 pH)
    value[1]          co2_qa_check_value   (0.1 mmHg)
    value[2]          o2_qa_check_value    (0.1 mmHg)
    value[3] (16 bits)
        qa_check_status (char)
        aq_check_signal_quality (char)
```

Miscellaneous

```
par_type (char)       ABG_PAR (29)
parcode (char)       abg_par (125)
pos (char)           reserved
acq_port (char)      reserved
```

Transcutaneous CO₂ / O₂ (Interfaced) Parameter

The values derived from the interfaces to various transcutaneous CO₂ and O₂ monitors are transmitted with the parcode tco2_par. The values, alarms, and messages from these interfaces varies with the capabilities of the device interfaced.

Parameter Update

```
par_func_code (char)  PAR_UPDATE_FC (1)
parcode (char)        tco2_par (209)
par_status (16 bits)
    0-6                reserved
    7                  task_audio_alarm_enabled
    8                  reserved
    9                  probe_temp_limit
    A                  tpo2_low_limit
    B                  tpo2_high_limit
    C                  tpcO2_low_limit
    D                  tpcO2_high_limit
    E-F                reserved
par_val (short [3])
    par_val[0]         tpcO2                (1 mmHg)
    par_val[1]         tpo2                (1 mmHg)
    par_val[2]         site_temperature     (0.1 °C)
```

Extended Parameter Update

```
par_func_code (char)  EXTENDED_PAR_UPDATE_FC (12)
parcode (char)        tco2_par (209)
par_val (short [6])
    par_val[0]         probe_power          (1 mW)
    par_val[1]         site_timer           (1 minutes)
    par_val[2-5]       reserved
```

Setup and Limits

Reserved

Messages

```
par_func_code (char) PAR_MSG_FC (21)
parcode (char) tco2_par (209)
  message (struct PAR_MSG [3])
    message[0].attribute reserved
    message[0].msg_index
      TCM_MSG_NO_MSG 0
      TCM_MSG_TEMPERATURE_FAIL 1 /* electrode has not reached preset
                                temperature within 3 minutes */
      TCM_MSG_RANGE_FAIL 2 /* electrode Failed Range Check */
      TCM_MSG_STABILITY_FAIL 3 /* electrode Failed Stability Check */
      TCM_MSG_CO2_FAIL 4 /* no change in CO2 after sensor is removed
                        from calibration chamber */
      TCM_MSG_POWER_FAIL 5 /* sensor power has exceeded 600mW for more
                        the 2 minutes */
      TCM_MSG_INITIALIZATION 6
      TCM_MSG_STARTING 7
      TCM_MSG_WAITING 8
      TCM_MSG_SLEEP 9
      TCM_MSG_CALIBRATION 10
      TCM_MSG_READY 11
      TCM_MSG_STANDBY 12
      TCM_MSG_MEASURE 13
      TCM_MSG_MODULE_ERROR 14
      TCM_MSG_SERVICE_ERROR 15
      TCM_MSG_INSERT_SENSOR 16 /* waiting for Calibration */
      TCM_MSG_SITE_TIMER 17 /* site Time Expired */
      TCM_MSG_CAL_TMP_CHK 18
      TCM_MSG_CAL_RNG_CHK 19
      TCM_MSG_CAL_STB_CHK 20
      TCM_MSG_SERVICE_MODE 21
      TCM_MSG_VALUE_HI_LO 22
      TCM_MSG_CO2_SENSOR_SUPRT 23
    message[1].attribute reserved
    message[1].msg_index e.g., waiting, needs_cal
    message[2].attribute reserved
    message[2].msg_index reserved
    value (short) reserved
```

More Setup

```
par_func_code (char) PAR_MORE_SETUP_FC (3)
parcode (char) tco2_par (209)
value (short [4])
  value[0] (16 bits)
    0-2 reserved
    3-7 device model, e.g., nova840
    8-C device type, tco2
    D-F reserved
  value[1-3] reserved
```

Miscellaneous

```
par_type (char) TCO2_PAR (31)
parcode (char) tco2_par (209)
pos (char) reserved
acq_port (8 bits) reserved
```

Continuous Cardiac Output (Interfaced) Parameter

The values derived from the interfaces to various Continuous Cardiac Output monitors are transmitted with the parcode cco_par. The values, alarms, and messages from these interfaces varies with the capabilities of the device interfaced.

Parameter Update

```
par_func_code (char)  PAR_UPDATE_FC (1)
parcode (char)        cco_par (130)
par_status (16 bits)
    0-9                reserved
    A                  cci_low_limit
    B                  cci_high_limit
    C                  cco_low_limit
    D                  cco_high_limit
    E-F               reserved
par_val (short [3])
    par_val[0]         cco value                (0.1 liters / minute)
    par_val[1]         cci                    (0.1 liters / minute / m2)
    par_val[2]         bt                     (0.1 °C)
```

Extended Parameter Update

```
par_func_code (char)  EXTENDED_PAR_UPDATE_FC (12)
parcode (char)        cco_par (130)
par_val (short [6])
    par_val[0]         svr                    (1 dn sec / cm5)
    par_val[1]         svri                   (1 dn sec m2 / cm5)
    par_val[2]         co                     (0.1 liters / minute)
    par_val[3]         ci                     (0.1 liters / minute / m2)
    par_val[4,5]       reserved
```

Setup and Limits

```
par_func_code (char)  PAR_SETUP_LIM_FC (3)
parcode (char)        cco_par (130)
flag (short [2])
    flag [0]          (16 bits)
        0-3           First selected display parameter (0=bt,1=cco,2=cci,3=co,...
        4-7           Second selected display parameter 4=ci,5=svr,6=svri, 5=off)
        8             Blood Temp Units of Measure 0=celcius, 1=fahrenheit)
    flag[1]           reserved
limit_values (struct LIMIT_VALUES[3])
limit_values[0-3]     reserved
extra_limit (short)   reserved
```

Messages

```
par_func_code (char)  PAR_MSG_FC (21)
parcode (char)       cco_par (130)
message (struct PAR_MSG [3])
    message[0].attribute  reserved
    message[0].msg_index
    CCO_MESSAGE_CLEAR    0x00
    CCO_COMM_ERR         0x01
    CCO_CHECK_DEVICE_ERR 0x02
    CCO_UNSTABLE_BT      0x03
    CCO_SIGNAL_ADAPTING 0x04
    CCO_CHECK_DEVICE_ALERT 0x05
    CCO_CALIBRATING      0x06
    message[1,2]         reserved
    value (short)        reserved
```

More Setup

Reserved

Miscellaneous

```
par_type (char)    CCO_PAR (32)
parcode (char)     cco_par (130)
pos (char)         reserved
acq_port (8 bits)  reserved
```


IV Pump (Interfaced) Parameter

Parameter Update

```
par_func_code (char)  PAR_UPDATE_FC (1)
parcode (char)        ivpump1_par (210)
                      ivpump2_par (211)
                      ivpump3_par (212)
                      ivpump4_par (213)
                      ivpump5_par (214)
                      ivpump6_par (215)
                      ivpump7_par (216)
                      ivpump8_par (217)

par_status (16 bits)
0-F          reserved

par_val (short [3])[3])
  par_val[0]  total volume          (1 ml)
  par_val[1]  primary rate          (0.1 ml per hour)
  par_val[2]  secondary rate        (0.1 ml per hour)
```

Extended Parameter Update

Reserved

Setup and Limits

Reserved

Messages

```
par_func_code (char)  PAR_MSG_FC (21)
parcode (char)        ivpump1_par through ivpump8_par (210 through 217)
message (struct PAR_MSG[3])
  messages[0].attribute reserved
  messages[0].msg_index
    PUMP_NO_MESSAGE          0
    PUMP_CONNECTING          1
    PUMP_CONNECT_OFF         2
    PUMP_BAD_MODEL           3
  messages[1].attribute reserved
  messages[1].msg_index
    PUMP_MSG_NONE            0
    PUMP_MSG_WAITING         1
    PUMP_MSG_NEEDS_CAL       2
    PUMP_MSG_BOTTLE_CLAMP    3
    PUMP_MSG_FLOW_SENSOR     4
    PUMP_MSG_OCCLUDED        5
    PUMP_MSG_DOOR             6
    PUMP_MSG_SET_OUT         7
    PUMP_MSG_AIR_IN_LINE     8
    PUMP_MSG_INSUFF_PRIM_FLOW 9
    PUMP_MSG_CONTAINER_EMPTY 10
    PUMP_MSG_KVO_MODE         11
  messages[2] reserved
value (short)          reserved
```

More Setup

```
par_func_code (char)  PAR_MORE_SETUP_FC (3)
parcode (char)        ivpump1_par through ivpump8_par (210 through 217)
value (short[4])
    value[0]
        0-2           reserved
        3-7           device model, e.g., Imed, IVAC
        8-C           device type, e.g., ivpump
        D-F           reserved
    value[1]           reserved
    value[2]
        0-3           Channel ID
        4-F           reserved
    value[3]           reserved
```

Miscellaneous

```
par_type (char)        IVPUMP1_PAR through IVPUMP8_PAR (33 through 40)
parcode (char)        ivpump1_par through ivpump8_par (210 through 217)
pos (char)             reserved
acq_port (8 bits)      reserved
```

Urometer (Interfaced) Parameter

Parameter Update

```
par_func_code (char)  PAR_UPDATE_FC (1)
parcode (char)        urom_par (218)
par_status (16 bits)
    0-F               reserved
par_val (short [3])
    par_val[0]        volume          (1 liters)
    par_val[1]        temperature     (0.1 °C)
    par_val[2]        reserved
```

Setup and Limits

Reserved

Messages

```
par_func_code (char)  PAR_MSG_FC (21)
parcode (char)        urom_par (218)
messages (struct PAR_MSG [3])
    messages[0].attribute reserved
    messages[0].msg_index
        UROM_NO_MESSAGE          0
        UROM_CONNECTING          1
        UROM_CONNECT_OFF         2
    messages[1].attribute reserved
    messages[1].msg_index
        UROM_MSG_NONE            0
        UROM_WAITING             1
        UROM_TILTED              2
    messages[2].attribute reserved
    messages[2].msg_index reserved
value reserved
```

More Setup

```
par_func_code (char)  PAR_MORE_SETUP_FC (3)
parcode (char)        urom_par (218)
value (short[4])
    value[0]          (16 bits)
        0-2           reserved
        3-7           device model, e.g., Bard
        8-C           device type, e.g., Urimeter
        D-F           reserved
    value[1-3]        reserved
```

Miscellaneous

```
par_type (char)        UROM_PAR (41)
parcode (char)        urom_par (218)
pos (char)             reserved
acq_port (8 bits)      reserved
```

Pulse Oximeter (Interfaced) Parameter

This structure contains the data grouped under Pulse Oximetry for external, interfaced devices, i.e., GE Medical Systems *Information Technologies* monitors. The parcodes are chosen on a first-come, first-selected basis and carry no other information. Site information is not available at this time. It is designed to map to the existing SpO₂ structures as closely as possible.

Parameter Update

```
par_func_code (char)  PAR_UPDATE_FC (1)
parcode (char)       ao2x1_par, ao2x2_par (222, 223)
par_status (16 bits)
    0-9               reserved
    A                 ppr_low_limit alarm
    B                 ppr_high_limit alarm
    C                 spo2_low_limit alarm
    D                 spo2_high_limit alarm
    E-F               reserved
par_val (short [3])
    par_val[0]        spo2 value(1%)
    par_val[1]        ppr value(1 beats per minute)
    par_val[2]        reserved
```

Extended Parameter Update

Reserved

Setup and Limits

```
par_func_code (char)  PAR_SETUP_LIM_FC (3)
parcode (char)       ao2x1_par, ao2x2_par (222, 223)
flag (short [2])
    flag[0] (16 bits)
        0-D         reserved
        E           is waveform available
        F           reserved
    flag[1]         reserved
    limit_values     reserved
    extra_limit       reserved
```

Messages

```
par_func_code (char)  PAR_MSG_FC (21)
parcode (char)        ao2x1_par, ao2x2_par (222, 223)
messages (struct PAR_MSG [3])
    messages[0].attribute reserved
    messages[0].msg_index
    AO2_CONNECTING 13
    AO2_CONNECT_OFF 14
    messages[1,2] reserved
value reserved
```

More Setup

Reserved

Miscellaneous

```
par_type (char)  SAO2X1_PAR, SAO2X2_PAR (43, 44)
parcode (char)   ao2x1_par, ao2x2_par (222, 223)
pos (char)       reserved
acq_port (8 bits) reserved
```

ECG (Interfaced) Parameter

This structure contains the data grouped under ECG for external, interfaced devices, i.e., GE Medical Systems *Information Technologies* monitors. It is designed to map to the structure for hr_par as closely as possible.

Parameter Update

```
par_func_code (char)  PAR_UPDATE_FC (1)
parcode (char)       ecgx_par (224)
par_status (16 bits)
    0-F              reserved
par_val (short[3])
    par_val[0]       ecg_hr value           (1 beats per minute)
    par_val[1]       ecg_pvc value          (1 number per minute)
    par_val[2]       reserved
```

Extended Parameter Update

```
par_func_code (char)  EXTENDED_PAR_UPDATE_FC (12)
parcode (char)       ecgx_par (224)
par_val (char[12])
    par_val[0]       lead_I_st value        (0.1 mm)
    par_val[1]       lead_II_st value       (0.1 mm)
    par_val[2]       lead_III_st value      (0.1 mm)
    par_val[3]       lead_V_st value        (0.1 mm)
    par_val[4]       lead_VP_st value       (0.1 mm)
    par_val[5-8]     reserved
    par_val[9]       lead_aVR_st value      (0.1 mm)
    par_val[10]      lead_aVL_st value      (0.1 mm)
    par_val[11]      lead_aVF_st value      (0.1 mm)
```

Setup and Limits

Reserved

Messages

```
par_func_code (char)  PAR_MSG_FC (21)
parcode (char)       ecgx_par (224)
messages (struct PAR_MSG [3])
    messages[0].attribute reserved
    messages[0].msg_index
        ECG_NO_MESSAGE                      0
        ECG_CONNECTING                     1
        ECG_CONNECT_OFF                    2
        ECG_INCOMPATIBLE                   3
    messages[1,2]      reserved
value                 reserved
```

More Setup

Reserved

Miscellaneous

```
par_type (char)       ECGX_PAR (45)
parcode (char)       ecgx_par (224)
pos (char)           reserved
acq_port (8 bits)    reserved
```

Blood Pressure (Interfaced) Parameter

This structure contains the data grouped under Invasive Blood Pressure for external, interfaced devices, i.e., GE Medical Systems *Information Technologies* monitors. The parcodes are chosen on a first-come, first-selected basis and carry no other information. The blood pressure site, e.g., ART or PA, may be determined by either the par_type field or the site value in flag[1] of the Setup and Limits structure.

Parameter Update

```
par_func_code (char)  PAR_UPDATE_FC (1)
parcode (char)       bplx_par (225)
                    bp2x_par (226)
                    bp3x_par (227)
                    bp4x_par (228)
                    bp5x_par (229)
                    bp6x_par (230)
                    bp7x_par (231)
                    bp8x_par (232)

par_status (16 bits)
0-F reserved
par_val (short [3])
if (site is ART, PA, LAP. or RAP)
    par_val[0] bp_mean value (1 mmHg)
    par_val[1] bp_systolic value (1 mmHg)
    par_val[2] bp_diastolic value (1 mmHg)
else if (site is ICP)
    par_val[0] bp_icp value (1 mmHg)
    par_val[1] bp_cpp value (1 mmHg)
    par_val[2] reserved
else
    par_val[0] bp_mean value (1 mmHg)
    par_val[1,2] reserved
```

Extended Parameter Update

```
par_func_code (char)  EXTENDED_PAR_UPDATE_FC (12)
parcode (char)       bplx_par through bp8x_par (225 - 232)
par_val (short [6])
if (site is PA)
    par_val[0] bp_wedge value (1 mmHg)
    par_val[1-4] bp_wedge_time (RTCCPY time format)
    par_val[5] reserved
```

Setup and Limits

```
par_func_code (char)  PAR_SETUP_LIM_FC (3)
parcode (char)       bplx_par through bp8x_par (225 - 232)
flag (short [2])
    flag[0] reserved (16 bits)
    flag[1]
        0-2 site selection, e.g., BP_SITE_ART
        3-5 reserved
        6-7 new_site_selection
        8-F reserved
limit_values (struct) LIMIT_VALUES[3] reserved
extra_limit: (short) reserved
```

Messages

```
par_func_code (char)  PAR_MSG_FC (21)
parcode (char)       bplx_par through bp8x_par (225 - 232)
messages (struct PAR_MSG [3])
    messages[0].attribute reserved
    messages[0].msg_index
    BPX_CONNECTING 3
    BPX_CONNECT_OFF 4
    messages[1,2] reserved
value reserved
```

More Setup

Reserved

Miscellaneous

```
par_type (char)  ARTX_PAR (46)
                  PAX_PAR (47)
                  LAX_PAR (48)
                  CVPX_PAR (49)
                  ICPX_PAR (50)
                  SPX_PAR (51)
                  UACX_PAR (52)
                  UVCX_PAR (53)
                  FEMX_PAR (54)
                  RAX_PAR (55)
parcode (char)    bplx_par through bp8x_par (225 - 232)
pos (char)        reserved
acq_port (8 bits) reserved
```


Temperature (Interfaced) Parameter

This structure contains the data grouped under Temperature for external, interfaced devices, i.e., non-GE Medical Systems *Information Technologies* monitors. The parcodes are chosen on a first-come, first-selected basis and carry no other information. Site information is not available at this time. It is designed to map to our existing temperature structures as closely as possible.

Parameter Update

```
par_func_code (char)  PAR_UPDATE_FC (1)
parcode (char)        templx_par (233)
                      temp2x_par (234)
                      temp3x_par (235)
                      temp4x_par (236)

par_status (16 bits)
  0-F reserved
par_val (short [3])
  par_val[0] temp_site_1 value (0.1 °C)
  par_val[1] temp_site_2 value (0.1 °C)
  par_val[2] delta temp (0.1 °C)
```

Extended Parameter Update

Reserved

Setup and Limits

Reserved

Messages

```
par_func_code (char)  PAR_MSG_FC (21)
parcode (char)        templx_par through temp4x_par (233 - 236)
messages (struct PAR_MSG [3])
  messages[0].attribute reserved
  messages[0].msg_index
    TEMP_CONNECTING 3
    TEMP_CONNECT_OFF 4
  messages[1,2] reserved
value reserved
```

More Setup

Reserved

Miscellaneous

```
par_type (char)  TEMPX_PAR (56)
parcode (char)   templx_par through temp4x_par (233 - 236)
pos (char)       reserved
acq_port (8 bits) reserved
```

NBP (Interfaced) Parameter

This structure contains the data grouped under Non-Invasive Blood Pressure for external, interfaced devices, i.e., GE Medical Systems *Information Technologies* monitors. It is designed to map to the existing NBP structures as closely as possible.

Parameter Update

```
par_func_code (char)  PAR_UPDATE_FC (1)
parcode (char)       nbpx_par (237)
par_status (16 bits)
    0-F              reserved
par_val (short [3])
    par_val[0]       nbp_mean value          (1 mmHg)
    par_val[1]       nbp_systolic value      (1 mmHg)
    par_val[2]       nbp_diastolic value     (1 mmHg)
```

Extended Parameter Update

```
par_func_code (char)  EXTENDED_PAR_UPDATE_FC (12)
parcode (char)       nbpx_par (237)
par_val (short [6])
    par_val [0]       reserved
    par_val [1-4]     time_stamp              (struct RTCCPY, 8 bytes)
    par_val [5]       reserved
```

Setup and Limits

Reserved

Messages

```
par_func_code (char)  PAR_MSG_FC (21)
parcode (char)       nbpx_par (237)
messages (struct PAR_MSG[3])
    messages[0].attribute reserved
    messages[0].msg_index
        NBP_CONNECTING 17
        NBP_CONNECT_OFF 18
    messages[1,2]       reserved
value (short)          reserved
```

More Setup

Reserved

Miscellaneous

```
par_type (char)       NBPX_PAR (57)
parcode (char)       nbpx_par (237)
pos (char)           reserved
acq_port (8 bits)     reserved
```

Respiration (Interfaced) Parameter

This structure contains the data grouped under (impedance-based) Respiration for external, interfaced devices, i.e., GE Medical Systems *Information Technologies* monitors. It is designed to map to the `rr_par` structures as closely as possible.

Parameter Update

```
par_func_code (char)  PAR_UPDATE_FC (1)
parcode (char)       rrx_par (238)
par_status (16 bits)
    0-F              reserved
par_val (short [3])
    par_val[0]       resp_rate value      (1 breaths / min)
    par_val[1,2]     reserved
```

Extended Parameter Update

Reserved

Setup and Limits

Reserved

Messages

```
par_func_code (char)  PAR_MSG_FC (21)
parcode (char)       rrx_par (238)
messages (struct PAR_MSG [3])
    messages[0].attribute reserved
    message[0].msg_index
        RESP_CONNECTING      8
        RESP_CONNECT_OFF     9
    messages[1,2]           reserved
value                      reserved
```

More Setup

Reserved

Miscellaneous

```
par_type (char)       RESPX_PAR (58)
parcode (char)       rrx_par (238)
pos (char)           reserved
acq_port (8 bits)    reserved
```

Blood Temperature/Cardiac Output (Interfaced) Parameter

This structure contains the data grouped under (bolus) Blood Temperature/Cardiac Output for external, interfaced devices, i.e., GE Medical Systems *Information Technologies* monitors. It is designed to map to the bt_par structures as closely as possible.

Parameter Update

```
par_func_code (char)  PAR_UPDATE_FC (1)
parcode (char)       btcocx_par (239)
par_status (16 bits)
    0-F              reserved
par_val (short [3])
    par_val[0]       btcocx_bt value      (0.1 °C)
    par_val[1]       reserved
    par_val[2]       btcocx_it value      (0.1 °C)
```

Extended Parameter Update

```
par_func_code (char)  EXTENDED_PAR_UPDATE_FC (12)
parcode (char)       btcocx_par (239)
par_val (short [6])
    par_val[0-3]     btcocx_time_stamp    (RTCCPY time format)
    par_val[4]       last_average_cox    (0.1 liters/min)
    par_val[5]       reserved
```

Setup and Limits

Reserved

Messages

```
par_func_code (char)  PAR_MSG_FC (21)
parcode (char)       btcocx_par (239)
messages (struct PAR_MSG [3])
    messages[0].attribute reserved
    messages[0].msg_index
        BTCOCX_CONNECTING 14
        BTCOCX_CONNECT_OFF 15
    messages[1,2]         reserved
value                    reserved
```

More Setup

Reserved

Miscellaneous

```
par_type (char)       BTCOCX_PAR (59)
parcode (char)       btcocx_par (239)
pos (char)           reserved
acq_port (8 bits)    reserved
```

Respiratory Mechanics Parameters

The Respiratory Mechanics Module provides measured ventilation data under two parcodes; rm_par and rm_par1. Some of the values are broken out to show the spontaneous (suffix _s), the mechanical (suffix _m), and the total (no suffix) components.

RM_PAR Parameter

Parameter Update

```
par_func_code (char)  PAR_UPDATE_FC (1)
parcode (char)       rm_par (90)
par_status (16 bits) reserved
par_val (short [3])
    par_val[0]        rm_pef                (0.1 liters / minute)
    par_val[1]        rm_mvexp              (0.1 liters / minute)
    par_val[2]        rm_mvexp_s            (0.1 liters / minute)
```

Extended Parameter Update

```
par_func_code (char)  EXTENDED_PAR_UPDATE_FC (12)
parcode (char)       rm_par (90)
par_val (short [6])
    par_val[0]        rm_mvexp_m            (0.1 liters / minute)
    par_val[1]        rm_vtexp              (1 ml)
    par_val[2]        rm_vtexp_s            (1 ml)
    par_val[3]        rm_vtexp_m            (1 ml)
    par_val[4]        rm_pip                (1 cm H2O)
    par_val[5]        rm_paw_mean           (1 cm H2O)
```

Setup and Limits

```
par_func_code (char)  PAR_SETUP_LIM_FC (3)
parcode (char)       rm_par (90)
flag (short [2])
    flag[0] (16 bits)
        0-2    pressure waveform scale(rm_scale_type)
        3-5    flow waveform scale    (rm_scale_type)
        6-8    volume waveform scale  (rm_scale_type)
        9-F    reserved
    flag[1]    reserved
limit_values (short[6])reserved
extra_limit (short)  no-respiration limit  (1 seconds)
```

Messages

```
par_func_code (char)  PAR_MSG_FC (21)
parcode (char)        rm_par (90)
message (struct PAR_MSG [3])
    message[0].attribute  reserved
    message[0].msg_index
    RM_NO_MESSAGE,      0
    RM_CONNECTING,      1
    RM_CONNECT_OFF,     2
    RM_BAD_MODEL,        3
    RM_NO_RESP_TMOUT,    4
    RM_SENSOR_UNPLUGGED, 5
    RM_INVALID_SENSOR,   6
    RM_ZEROING,          7
    RM_PURGING,          8
    RM_FLOW_ZERO_ERR,    9
    RM_PRES_ZERO_ERR,    10
    RM_BARO_ERR,         11
    RM_CHECK_FAN,        12
    RM_NICO_VALVE_ERR,   13
    message[1,2]         reserved
value                   reserved
```

More Setup

```
par_func_code (char)  PAR_MORE_SETUP_FC (3)
parcode (char)        rm_par (90)
value (short [4])
    value[0] (16 bits)
        0-2    reserved
        3-7    model, e.g., device_nova_flow_oem
        8-C    device type, device_resp_mech
        D-F    reserved
    value[1] (16 bits)
        0-7    inspired agent compensation setting (0.1%)
        8-F    expired agent compensation setting (0.1%)
    value[2] (16 bits)
        0-7    reserved
        8      rm pressure waveform available
        9      rm flow waveform available
        A      rm volume waveform available
        B-F    reserved
    value[3] (16 bits)
        0-3    sensor type (none=0, neo=1, adult=2)
        4-7    balance gas (Air=0, N2O/O2=1, O2>60%=2, HELIOX=3)
        8-F    mechanical threshold (0.5 cm H2O)
```

Miscellaneous

```
par_type (char)      RM_PAR (60)
parcode (char)       rm_par (90)
pos (char)           reserved
acq_port (8 bits)    reserved
```

RM_PAR1 Parameter

Parameter Update

```
par_func_code (char)  PAR_UPDATE_FC (1)
parcode (char)        rm_par1 (91)
par_status (16 bits)  reserved
par_val (short [3])
    par_val[0]         rm_peep                (1 cm H2O)
    par_val[1]         rm_peepi              (1 cm H2O)
    par_val[1]         rm_freq               (1 breaths / minute)
```

Extended Parameter Update

```
par_func_code (char)  EXTENDED_PAR_UPDATE_FC (12)
parcode (char)        rm_par1 (91)
par_val (short [6])
    par_val[0]         rm_freq_s             (1 breaths / minute)
    par_val[1]         rm_freq_m             (1 breaths / minute)
    par_val[2]         rm_ie                 (1 / 0.01 expired value)
    par_val[3]         rm_cdyn               (1 ml / cm H2O)
    par_val[4]         rm_rawels             (1 cmH2O / liter / second)
    par_val[5]         rm_wobvt              (0.01 Joules / liter)
```

Setup and Limits

Reserved

Messages

Reserved

More Setup

```
par_func_code (char)  PAR_MORE_SETUP_FC (3)
parcode (char)        rm_par1 (91)
value (short [4])
    value[0]
        0-6           window 0 display subparameter
        7             window 0 is locked if set
        8-14          window 1 display subparameter
        7             window 1 is locked if set
    value[1]
        0-6           window 2 display subparameter
        7             window 2 is locked if set
        8-14          window 3 display subparameter
        7             window 3 is locked if set
    value[2,3]        reserved
```

Miscellaneous

```
par_type (char)       RM_PAR (60)
parcode (char)        rm_par1 (91)
pos (char)            reserved
acq_port (8 bits)     reserved
```

SvO₂ (Interfaced) Parameter

This structure contains the data grouped under SvO₂ for external, interfaced devices, i.e., GE Medical Systems *Information Technologies* monitors. It is designed to map to the svo2_par structures as closely as possible.

Parameter Update

```
par_func_code (char)  PAR_UPDATE_FC (1)
parcode (char)       svo2x_par (240)
par_status (16 bits) reserved
par_val (short [3])
    par_val[0]        svo2_value          (1%)
    par_val[1]        sao2_value
    par_val[2]        reserved
```

Extended Parameter Update

Reserved

Setup and Limits

Reserved

Messages

```
par_func_code (char)  PAR_MSG_FC (21)
parcode (char)       svo2x_par (240)
messages (struct PAR_MSG [3])
    messages[0].attribute reserved
    messages[0].msg_index  svo2_message0_index
    SVO2_DEVICE_ERROR      19
    SVO2_COMM_ERROR        20
    SVO2_CONNECTING        21
    messages[1,2]          reserved
value                     reserved
```

More Setup

Reserved

Miscellaneous

```
par_type (char)       SVO2X_PAR (61)
parcode (char)       svo2x_par (240)
pos (char)           reserved
acq_port (8 bits)    reserved
```


ICG Parameter

The ICG data is available when using the ICG module with DASH patient monitors. This data is transferred within three parameter groups, identified with the parcodes, icg_par, icg1_par, and icg2_par.

icg_par Parameter

Parameter Update

```

par_func_code (char)  PAR_UPDATE_FC (1)
parcode (char)        icg_par (134)
par_status (16 bits)
    0-9                reserved
    A                  TFC low limit
    B                  TFC high limit
    C                  CI low limit
    D                  I high limit
    E-F                reserved
par_val (short [3])
    par_val[0]          ci_value          (0.1 L/min/m2)
    par_val[1]          co_value          (0.1 L/min)
    par_val[2]          tfc_value         (1/kohm)

```

Extended Parameter Update

```

par_func_code (char)  EXTENDED_PAR_UPDATE_FC (12)
parcode (char)        icg_par (134)
par_val (short [6])
    par_val[0]          hr_value          (beats/min)
    par_val[1]          map_value         (mmHg)
    par_val[2]          pep_value         (msec)
par_val[3]
    0-7                signal_quality_icg
    8-F                signal_quality_ecg
par_val[4-5]          future use

```

Setup and Limits

```

par_func_code (char)  PAR_SETUP_LIM_FC (12)
parcode (char)        icg_par (134)
flag (short [2])
    flag[0] (16 bits)
        0-2          ECG vector          (1, 2, 3, 4, AUTO)
        3            pace detect          (OFF, ON)
        4-6          waveform 1          (Delta Z, ECG, Resp, dZ/dT, pacer, ECG pacer)
        7-9          waveform 2          (Delta Z, ECG, Resp, dZ/dT, pacer, ECG pacer)
        A-F          data averaging (5, 10, 10, 30, 60 beat)
    flag[1] (16 bits)
        0            leads check          (OFF, ON)
        1            active leads check   (OFF, ON)
        2            start auto vector search (OFF, ON)
        3-E          unused
        F            limit change
limit_values {struct LIMIT_VALUES[3] }
    limit_values[0].lo_limit (CI)
    limit_values[0].hi_limit (CI)
    limit_values[0].lo_limit (TFC)
    limit_values[0].hi_limit (TFC)
    limit_values[1-2] reserved
extra_limit {short} reserved

```

Messages

```
par_func_code (char)          PAR_MSG_FC (21)
parcode (char)                icg_par (134)
message (struct PAR_MSG [3])
    message[0].attribute      reserved
    message[0].msg_index
    ICG_MESSAGE_CLEAR        0x00
    ICG_CHECK_MODULE_ERR     0x01
    ICG_LEAD1_FAIL_ERR       0x02
    ICG_LEAD2_FAIL_ERR       0x03
    ICG_LEAD3_FAIL_ERR       0x04
    ICG_LEAD4_FAIL_ERR       0x05
    ICG_LEAD5_FAIL_ERR       0x06
    ICG_LEAD6_FAIL_ERR       0x07
    ICG_LEAD7_FAIL_ERR       0x08
    ICG_LEAD8_FAIL_ERR       0x09
    ICG_ENTER_PATIENT_INFO_MSG 0x0A
    ICG_ENTER_PATIENT_WEIGHT_MSG 0x0B
    ICG_ENTER_PATIENT_HEIGHT_MSG 0x0C
    ICG_ENTER_PATIENT_SEX_MSG 0x0D
    ICG_ENTER_PATIENT_AGE_MSG 0x0E
    ICG_PATIENT_HEIGHT_OUT_OF_RANGE_MSG 0x0F
    ICG_PATIENT_WEIGHT_OUT_OF_RANGE_MSG 0x10
    ICG_PATIENT_AGE_OUT_OF_RANGE_MSG 0x11
    ICG_CABLE_OFF_MSG        0x12
    ICG_WRONG_CABLE_MSG      0x13
    ICG_SIGNAL_SEARCH_MSG    0x14
    message[1,2]             reserved
value (short)                reserved
```

More Setup

```
par_func_code (char)          PAR_MORE_SETUP_FC (3)
parcode (char)                icg_par (134)
value (short [4])
    value[0] (16 bits)
        0-7 subcode of large right numeric
        8-F subcode of small upper left value
    value[1] (16 bits)
        0-7 subcode of small middle left value
        8-F subcode of small lower left value
    value[2-3] (16 bits) reserved
```

Miscellaneous

```
par_type (char)              ICG_PAR (68)
parcode (char)               icg_par (134)
pos (char)                   reserved
acq_port (8 bits)            reserved
```

icg1_par Parameter

Parameter Update

```
par_func_code (char)  PAR_UPDATE_FC (1)
parcode (char)       icg1_par (135)
par_status (16 bits)
    0-F              reserved
par_val (short [3])
    par_val[0]       sv_value          (ml/beat)
    par_val[1]       si_value          (ml/beat/m2)
    par_val[2]       vi_value          (msec)
```

Extended Parameter Update

```
par_func_code (char)  EXTENDED_PAR_UPDATE_FC (12)
parcode (char)       icg1_par (135)
par_val (short [6])
    par_val[0]       do2i_value        (ml/min/m2)
    par_val[1]       lcwi_value        (kg m/m2)
    par_val[2]       lvet_value        (msec)
    par_val[3]       lswi_value        (g m/m2)
    par_val[4]       str_value
    par_val[5]       future
```

Setup and Limits

Reserved

Messages

Reserved

More Setup

Reserved

Miscellaneous

```
par_type (char)       ICG_PAR (68)
parcode (char)       icg1_par (135)
pos (char)           reserved
acq_port (8 bits)    reserved
```

icg2_par Parameter

Parameter Update

```
par_func_code (char)  PAR_UPDATE_FC (1)
parcode (char)       icg2_par (136)
par_status (16 bits)
    0-F              reserved
par_val (short [3])
    par_val[0]       svr_value      (dyn s/cm5)
    par_val[1]       svri_value     (dyn s m2/cm5)
    par_val[2]       aci_value      (0.01 sec2)
```

Extended Parameter Update

```
par_func_code (char)  EXTENDED_PAR_UPDATE_FC (12)
parcode (char)       icg2_par (136)
par_val (short [6])
    par_val[0]       edo2           (ml/min/m2)
    par_val[1-5]     future
```

Setup and Limits

Reserved

Messages

Reserved

More Setup

Reserved

Miscellaneous

```
par_type (char)       ICG_PAR (68)
parcode (char)       icg2_par (136)
pos (char)           reserved
acq_port (8 bits)    reserved
```

BIS Module Parameter

The following structure describes the data from the BIS/EEG module when used with the BIS cable. The structure for data from the BIS interface (for the Aspect A-2000) is described elsewhere. It is identified with the parcode bism_par.

Parameter Update

```
par_func_code (char)  PAR_UPDATE_FC (1)
parcode (char)        bism_par (138)
par_status (16 bits)
    0-B                reserved
    C                  BIS low limit
    D                  BIS high limit
    E-F                reserved
par_val (short [3])
    par_val[0]          bis_value
    par_val[1]          sr_value      (1 %)
    par_val[2]          sqi_value     (1 %)
```

Extended Parameter Update

```
par_func_code (char)  EXTENDED_PAR_UPDATE_FC (12)
parcode (char)        bism_par (138)
par_val (short [6])
    par_val[0]          emg_value     (1 dB)
    par_val[1]          sef_value     (0.1 Hz)
    par_val[2]          amp_value     (1 dB)
    par_val[3-5]        future use
```

Setup and Limits

```
par_func_code (char)  PAR_SETUP_LIM_FC (12)
parcode (char)        bism_par (138)
flag (short [2])
    flag[0] (16 bits)
        0      smoothing rate      (30 sec, 15sec)
        1      impedance check     (OFF, ON)
        2      filter              (OFF, ON)
        3-4    spectra display     (CSA, DSA SHADE, DSA PIXEL)
        5      spectral freq range (30 Hz, 15Hz)
        6      power scale         (4uV, 8uV)
        7-9    EEG wf scale        (5, 10, 25, 50, 100 uV)
        A-F    spectra update rate (2, 5, 10, 30, 60 sec)
    flag[1] (16 bits)
        0      impedance test      (OFF, ON)
        1      dsc test            (OFF, ON)
        2      resume bis          (YES, NO)
        3-D    unused
        E      artifact flag       (OFF, ON)
        F      limit change
limit_values {struct LIMIT_VALUES[3] }
    limit_values[0].lo_limit      (BIS)
    limit_values[0].hi_limit      (BIS)
    limit_values[1-2]             reserved
extra_limit {short}              reserved
```

Messages

```
par_func_code (char)  PAR_MSG_FC (21)
parcode (char)       bism_par (138)
message (struct PAR_MSG [3])
    message[0].attribute  reserved
    message[0].msg_index
    BISM_MESSAGE_CLEAR           0x00
    BISM_DSC_ERROR_MSG           0x01
    BISM_UPDATING_DSC_MSG        0x02
    BISM_DSC_TEST_MSG            0x03
    BISM_CONNECT_SENSOR_MSG      0x04
    BISM_SENSOR_CHECK_MSG        0x05
    BISM_SQT_LOW_MSG             0x06
    BISM_SERVICE_MODULE_MSG      0x07
    BISM_PAT_ISOELCTRIC_MSG       0x08
    BISM_SQT_BELOW50_MSG         0x09
    BISM_INCOMPATIBLE_DSC_MSG    0x0A
    BISM_INCOMPATIBLE_SENSOR_MSG 0x0B
    BISM_COMM_ERROR_MSG          0x0C
    BISM_ACTIVATE_SENSOR_MSG     0x0D
    BISM_REPREP_SENSOR_MSG       0x0E
    BISM_REPREP_SENSOR_VALUE_MSG 0x0F
    BISM_REPLACE_SENSOR_MSG      0x10
    BISM_REPLACE_DSC_MSG         0x11
    BISM_DSC_FAILURE_MSG         0x12
    BISM_SENSOR_ERROR_MSG        0x13
    BISM_MODULE_ERROR_MSG        0x14
    BISM_EXPIRED_SENSOR_MSG       0x15
    BISM_SIMULATOR_CONNECTED_MSG 0x16
    message[1,2]                reserved
value (short)                reserved
```

More Setup

```
par_func_code (char)  PAR_MORE_SETUP_FC (3)
parcode (char)       bism_par (138)
value (short [4])
    value[0-3] (16 bits)  reserved
```

Miscellaneous

```
par_type (char)       BISM_PAR (70)
parcode (char)       bism_par (138)
pos (char)           reserved
acq_port (8 bits)     reserved
```

EEG Parameter

The following structure describes the data from the BIS/EEG module when used with the EEG cable. This data is transferred within six parameter groups, identified with the parcodes, eeg_par, eeg1_par to ecg5_par.

eeg_par Parameter

Parameter Update

```

par_func_code (char)          PAR_UPDATE_FC (1)
parcode (char)                eeg_par (140)
par_status (16 bits)
    0-F                        reserved
par_val (short [3])
    par_val[0]    chl sef_value    (0.1 Hz)
    par_val[1]    chl mf_value     (0.1 Hz)
    par_val[2]    chl sr_value     (0.1 %)

```

Extended Parameter Update

```

par_func_code (char)          EXTENDED_PAR_UPDATE_FC (12)
parcode (char)                eeg_par (140)
par_val (short [6])
    par_val[0]    chl amp_value    (0.1 dB)
    par_val[1]    chl emg_value    (0.1 dB)
    par_val[2]    chl delta_value  (0.1 %)
    par_val[3]    chl theta_value  (0.1 %)
    par_val[4]    chl alpha_value  (0.1 %)
    par_val[5]    chl beta_value   (0.1 %)

```

Setup and Limits

```

par_func_code (char)          PAR_SETUP_LIM_FC (12)
parcode (char)                eeg_par (140)
flag (short [2])
    flag[0] (16 bits)
        0-4    EEG display type    (SEF, MF, SR, AMP, EMG, SQI,
        DELTA, THETA, ALPHA, BETA)
        5-6    spectral display    (CSA, DSA SHADE, DSA PIXEL)
        7-8    spectral channel    (1&2, ALL, 3&4)
        9      spectral frequency  (30Hz, 15Hz)
        A-B    EEG 50/60 Hz filter  (50/60 Hz, 50 Hz, 60 Hz)
        C      lead detect         (Off, On)
        D-E    montage display     (4 Ch Bi, 4 Ch Ref, 2 Ch Bi,
        2 Ch Ref)
        F      spectra power scale (4 uV, 8 uV)
    flag[1] (16 bits)
        0-3    spectra update rate (2, 5, 10, 30, 60 seconds)
        4      impedance test      (Off, On)
        5      dsc test            (Off, On)
        6-7    high filter         (70 Hz, 50 Hz, 30 Hz, Off)
        8-9    low filter          (2 Hz, 1 Hz, 0.25 Hz)
        A      spectral symmetry   (asymmetric, symmetric)
        B-D    eeg waveform scale  (5, 10, 25, 50, 100 uV)
        E      ch 1 artifact       (Off, On)
        F      limit change
limit_values {struct LIMIT_VALUES[3] }
    limit_values[0-2]    reserved
extra_limit {short}      reserved

```

Messages

par_func_code (char)	PAR_MSG_FC (21)
parcode (char)	eeg_par (140)
message (struct PAR_MSG [3])	
message[0].attribute	reserved
message[0].msg_index	
EEG_MESSAGE_CLEAR	0x00
EEG_DSC_ERROR_MSG	0x01
EEG_CHECK_DSC_MSG	0x02
EEG_DSC_FAILURE_MSG	0x03
EEG_DSC_TEST_MSG	0x04
EEG_IMPEDANCE_CHECK_MSG	0x05
EEG_SERVICE_MODULE_MSG	0x06
EEG_CH1_LEAD_OFF_MSG	0x07
EEG_CH2_LEAD_OFF_MSG	0x08
EEG_CH3_LEAD_OFF_MSG	0x09
EEG_CH4_LEAD_OFF_MSG	0x0A
EEG_CH1_IMPEDANCE_MSG	0x0B
EEG_CH2_IMPEDANCE_MSG	0x0C
EEG_CH3_IMPEDANCE_MSG	0x0D
EEG_CH4_IMPEDANCE_MSG	0x0E
EEG_CH1_POOR_SQI_MSG	0x0F
EEG_CH2_POOR_SQI_MSG	0x10
EEG_CH3_POOR_SQI_MSG	0x11
EEG_CH4_POOR_SQI_MSG	0x12
EEG_CH1_BAD_SQI_MSG	0x13
EEG_CH2_BAD_SQI_MSG	0x14
EEG_CH3_BAD_SQI_MSG	0x15
EEG_CH4_BAD_SQI_MSG	0x16
EEG_MODULE_ERROR_MSG	0x17
EEG_PAT_ISOLECTRIC_MSG	0x18
EEG_INCOMPATIBLE_DSC_MSG	0x19
EEG_COMM_ERROR_MSG	0x20
message[1,2]	reserved
value (short)	reserved

More Setup

par_func_code (char)	PAR_MORE_SETUP_FC (3)
parcode (char)	eeg_par (140)
value (short [4])	
value[0]	ch 1 signal_quality (0.1 %)
value[1] (16 bits)	
0-7	ch 1 pos. label
8-F	ch 1 neg. label
value[2] (16 bits)	
0-7	reference lead label
8-F	ground lead label
value[3] reserved	

Miscellaneous

par_type (char)	EEG_PAR (69)
parcode (char)	eeg_par (140)
pos (char)	reserved
acq_port (8 bits)	reserved

eeg1_par Parameter

Parameter Update

par_func_code (char)	PAR_UPDATE_FC (1)
parcode (char)	eeg1_par (141)
par_status (16 bits)	
0-F	reserved
par_val (short [3])	
par_val[0]	ch2 sef_value (0.1 Hz)
par_val[1]	ch2 mf_value (0.1 Hz)
par_val[2]	ch2 sr_value (0.1 %)

Extended Parameter Update

par_func_code (char)	EXTENDED_PAR_UPDATE_FC (12)
parcode (char)	eeg1_par (141)
par_val (short [6])	
par_val[0]	ch2 amp_value (0.1 dB)
par_val[1]	ch2 emg_value (0.1 dB)
par_val[2]	ch2 delta_value (0.1 %)
par_val[3]	ch2 theta_value (0.1 %)
par_val[4]	ch2 alpha_value (0.1 %)
par_val[5]	ch2 beta_value (0.1 %)

Setup and Limits

par_func_code (char)	PAR_SETUP_LIM_FC (12)
parcode (char)	eeg1_par (141)
flag (short [2])	
flag[0] (16 bits)	
0-F	reserved
flag[1] (16 bits)	
0-D	reserved
E	ch 2 artifact (Off, On)
F	limit change
limit_values {struct LIMIT_VALUES[3]}	
limit_values[0-2]	reserved
extra_limit {short}	reserved

Messages

Reserved

More Setup

par_func_code (char)	PAR_MORE_SETUP_FC (3)
parcode (char)	eeg1_par (141)
value (short [4])	
value[0]	ch 2 signal_quality (0.1 %)
value[1] (16 bits)	
0-7	ch 2 pos. label
8-F	ch 2 neg. label
value[2] (16 bits)	
0-7	reference lead label
8-F	ground lead label
value[3] reserved	

Miscellaneous

par_type (char)	EEG_PAR (69)
parcode (char)	eeg1_par (141)
pos (char)	reserved
acq_port (8 bits)	reserved

eeg2_par Parameter

Parameter Update

par_func_code (char)	PAR_UPDATE_FC (1)
parcode (char)	eeg2_par (142)
par_status (16 bits)	
0-F	reserved
par_val (short [3])	
par_val[0]	ch3 sef_value (0.1 Hz)
par_val[1]	ch3 mf_value (0.1 Hz)
par_val[2]	ch3 sr_value (0.1 %)

Extended Parameter Update

par_func_code (char)	EXTENDED_PAR_UPDATE_FC (12)
parcode (char)	eeg2_par (142)
par_val (short [6])	
par_val[0]	ch3 amp_value (0.1 dB)
par_val[1]	ch3 emg_value (0.1 dB)
par_val[2]	ch3 delta_value (0.1 %)
par_val[3]	ch3 theta_value (0.1 %)
par_val[4]	ch3 alpha_value (0.1 %)
par_val[5]	ch3 beta_value (0.1 %)

Setup and Limits

par_func_code (char)	PAR_SETUP_LIM_FC (12)
parcode (char)	eeg2_par (142)
flag (short [2])	
flag[0] (16 bits)	
0-F	reserved
flag[1] (16 bits)	
0-D	reserved
E	ch 3 artifact (Off, On)
F	limit change
limit_values {struct LIMIT_VALUES[3]}	
limit_values[0-2]	reserved
extra_limit {short}	reserved

Messages

Reserved

More Setup

par_func_code (char)	PAR_MORE_SETUP_FC (3)
parcode (char)	eeg2_par (142)
value (short [4])	
value[0]	ch 3 signal_quality (0.1 %)
value[1] (16 bits)	
0-7	ch 3 pos. label
8-F	ch 3 neg. label
value[2] (16 bits)	
0-7	reference lead label
8-F	ground lead label
value[3] reserved	

Miscellaneous

par_type (char)	EEG_PAR (69)
parcode (char)	eeg2_par (142)
pos (char)	reserved
acq_port (8 bits)	reserved

eeg3_par Parameter

Parameter Update

par_func_code (char)	PAR_UPDATE_FC (1)
parcode (char)	eeg3_par (143)
par_status (16 bits)	
0-F	reserved
par_val (short [3])	
par_val[0]	ch4 sef_value (0.1 Hz)
par_val[1]	ch4 mf_value (0.1 Hz)
par_val[2]	ch4 sr_value (0.1 %)

Extended Parameter Update

par_func_code (char)	EXTENDED_PAR_UPDATE_FC (12)
parcode (char)	eeg3_par (143)
par_val (short [6])	
par_val[0]	ch4 amp_value (0.1 dB)
par_val[1]	ch4 emg_value (0.1 dB)
par_val[2]	ch4 delta_value (0.1 %)
par_val[3]	ch4 theta_value (0.1 %)
par_val[4]	ch4 alpha_value (0.1 %)
par_val[5]	ch4 beta_value (0.1 %)

Setup and Limits

par_func_code (char)	PAR_SETUP_LIM_FC (12)
parcode (char)	eeg3_par (143)
flag (short [2])	
flag[0] (16 bits)	
0-F	reserved
flag[1] (16 bits)	
0-D	reserved
E	ch 4 artifact (Off, On)
F	limit change
limit_values {struct LIMIT_VALUES[3]}	
limit_values[0-2]	reserved
extra_limit {short}	reserved

Messages

Reserved

More Setup

par_func_code (char)	PAR_MORE_SETUP_FC (3)
parcode (char)	eeg3_par (143)
value (short [4])	
value[0]	ch 4 signal_quality (0.1 %)
value[1] (16 bits)	
0-7	ch 4 pos. label
8-F	ch 4 neg. label
value[2] (16 bits)	
0-7	reference lead label
8-F	ground lead label
value[3] reserved	

Miscellaneous

par_type (char)	EEG_PAR (69)
parcode (char)	eeg3_par (143)
pos (char)	reserved
acq_port (8 bits)	reserved

eeg4_par Parameter

Parameter Update

par_func_code (char)	PAR_UPDATE_FC (1)
parcode (char)	eeg4_par (144)
par_status (16 bits)	
0-F	reserved
par_val (short [3])	
par_val[0]	ch1&2 pair sef_value (0.1 Hz)
par_val[1]	ch1&2 pair mf_value (0.1 Hz)
par_val[2]	ch1&2 pair sr_value (0.1 %)

Extended Parameter Update

par_func_code (char)	EXTENDED_PAR_UPDATE_FC (12)
parcode (char)	eeg4_par (144)
par_val (short [6])	
par_val[0]	ch1&2 pair amp_value (0.1 dB)
par_val[1]	ch1&2 pair emg_value (0.1 dB)
par_val[2]	ch1&2 pair delta_value (0.1 %)
par_val[3]	ch1&2 pair theta_value (0.1 %)
par_val[4]	ch1&2 pair alpha_value (0.1 %)
par_val[5]	ch1&2 pair beta_value (0.1 %)

Setup and Limits

Reserved

Messages

Reserved

More Setup

par_func_code (char)	PAR_MORE_SETUP_FC (3)
parcode (char)	eeg4_par (144)
value (short [4])	
value[0]	ch 1&2 signal_quality (0.1 %)
value[1-3]	reserved

Miscellaneous

par_type (char)	EEG_PAR (69)
parcode (char)	eeg4_par (144)
pos (char)	reserved
acq_port (8 bits)	reserved

eeg5_par Parameter

Parameter Update

par_func_code (char)	PAR_UPDATE_FC (1)
parcode (char)	eeg5_par (145)
par_status (16 bits)	
0-F	reserved
par_val (short [3])	
par_val[0]	ch3&4 pair sef_value (0.1 Hz)
par_val[1]	ch3&4 pair mf_value (0.1 Hz)
par_val[2]	ch3&4 pair sr_value (0.1 %)

Extended Parameter Update

par_func_code (char)	EXTENDED_PAR_UPDATE_FC (12)
parcode (char)	eeg5_par (145)
par_val (short [6])	
par_val[0]	ch3&4 pair amp_value (0.1 dB)
par_val[1]	ch3&4 pair emg_value (0.1 dB)
par_val[2]	ch3&4 pair delta_value (0.1 %)
par_val[3]	ch3&4 pair theta_value (0.1 %)
par_val[4]	ch3&4 pair alpha_value (0.1 %)
par_val[5]	ch3&4 pair beta_value (0.1 %)

Setup and Limits

Reserved

Messages

Reserved

More Setup

par_func_code (char)	PAR_MORE_SETUP_FC (3)
parcode (char)	eeg5_par (145)
value (short [4])	
value[0]	ch 3&4 signal_quality (0.1 %)
value[1-3]	reserved

Miscellaneous

par_type (char)	EEG_PAR (69)
parcode (char)	eeg5_par (145)
pos (char)	reserved
acq_port (8 bits)	reserved

World Headquarters

GE Medical Systems
Information Technologies, Inc.
8200 West Tower Avenue
Milwaukee, WI 53223 USA
Tel: + 1 414 355 5000
1 800 558 5120 (US only)
Fax: + 1 414 355 3790

European Representative

GE Medical Systems
Information Technologies GmbH
Munzinger Straße 3-5
D-79111 Freiburg
Germany
Tel: + 49 761 45 43 - 0
Fax: + 49 761 45 43 - 233

Asia Headquarters

GE Medical Systems
Information Technologies Asia; GE (China) Co., Ltd.
24th Floor, Shanghai MAXDO Center,
8 Xing Yi Road, Hong Qiao Development Zone
Shanghai 200336, P.R. China
Tel: + 86 21 5257 4650
Fax: + 86 21 5208 2008

GE Medical Systems *Information Technologies*, a General Electric Company, going to market as
GE Healthcare
www.gehealthcare.com

